

Sukkapassi

Sukkapassi

Mittojen mukaan tehty tuotteesi on valmis!

↓ Muistilappu pesukonetta varten:

Kompressiosukat täytyy pestä oikein

Pese nurin käännettynä, äläkä käytä huuhteluinetta!

- Hienopesu
- Ei saa valkaista
- Varovainen kuivaus
- Ei saa silittää
- Ei kemiallista pesua

Pesu
– Tuote on heti käyttövalmis.
– Suositus: pese ennen ensimmäistä käyttökertaa.
– Pese päivittäin (enint. 40 °C) joko käsin tai pyykinpesukoneessa hienopesuohjelmalla.
– Pese erillään miedolla pesuaineella (erityisesti sopiva on Ofa Clean Special -pesuaine), älä käytä huuhteluinetta.
– Huuhtelee hyvin, linkoa hellävaroen, mutta älä väänää.
– Kuivata pyyheliinan päällä ilmassa tai kuivaimesi helälävaraisella kuivausohjelmalla, älä koskaan silittä äläkä kuivata lämpöpatterin päällä tai auringossa.

Materiaalit
Valmistusmateriaaleina käytetään polyamidia (Polyamid), elastaania (Elastan) ja puuvillaa (Baumwolle). Konkreettiset tiedot näkyvät sukkaan ommelussa tekstiilitietetissä.

Hoito
– Säilytä kuivassa, mieluiten alkuperäisessä pakkaussessa, suojattuna suoralta auringonpaisteelta ja lämmöltä.
– Älä käytä silikonipintaisilla tarttumareunoilla varustettuja sukkia liuottimien, salvojen, rasvojen tai rasvaa palauttavien pesunesteiden kanssa, koska ne saattavat heikentää sukan tarttumiskykyä pysyvästi.
– Huolehdi ehdottomasti jalkojen säännöllisestä hoidosta ja moitteettomista jalkineista.
– Kuitunyyppien syntyminen (nyppyntyminen) on tavannomaista tekstiileille eikä sitä voi käyttää reklamaation perusteena.
– Älä koskaan korjaa sukkien vaurioita itse, vaan tuo ne takaisin alan ammattiiliikkeeseen, josta sukat on ostettu.

Käyttötarkoitus
Kompressiosukkaa käytetään käsivarsien ja jalkojen laskimoveren- ja lymfakiertosairauksien sekä lipedeeman hoidossa. Valittavissa on eri tuotteita käyttöaiheeseen mukaan.

Lääkinnällisten tukisukkien toimintaperiaate
Käyttöaiheen mukaisesti määrätty tuote ja hallittu paine nopeuttavat veren takaisinvirtausta, mikä parantaa kudosten mikroverenkiertoa ja lymfivirtausta.

Tärkeitä ohjeita
– Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää kompressiosukkaa.
– Hoidolla on paras tulos, kun sukkia käytetään päivittäin ja kontrollitarkastuksessa käydään säännöllisesti.
– Vain lääketieteellisen koulutuksen saaneet ammattilaiset saavat luovuttaa sukat käyttöön ja neuvoa niiden oikeaoppisessa pukemisessa.
– Akuutin jalkakivun tai iho-oireiden ilmetessä on hakeuduttava välittömästi lääkäriin.
– Ihoärsytystä voi estää siirtelemällä tarttumareunaa säännöllisesti.
– Ota laatuongelmien yhteydessä tai reklamaatioilanteissa yhteyttä alan ammattiiliikkeeseen.

Rev. 1/04/21

ofa bamberg

Ofa Bamberg GmbH
Lubanger 20
D-96052 Bamberg
Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186
export@ofa.de
www.ofa.de

↓ Alan liikettä varten: sukkatiedot arkistointia varten

Teemme parhaamme – jotta jalkasi voivat aina hyvin!

leja ja väriaineita.
määrää käytettäväksi vain vaarattomia materiaaleja ja väriaineita.
täyttää Öko-Tex Standard -normin 100, joka laatu- ja tarkastusvaatimukset (RAL-GZ 387/1) ja man tukkimpia lääkinällisistä kompressiosukkien Ofa-mittatilaustuotteesi vastaa esimerkiksi mail-vaatimusten mukaisesti sertifioinnit dokumentoi-vaatimusta ja korkeaa laatua var- on monivuotisen tutkimus- ja kehitystyön tulos. Käyttämällä mittojen mukaan valmistettu Ofa-tuote käyttää miittien avulla valmistajalta Ofa Bamberg -valmistajalta

Huippuluokan laatu

037/005, versio 12/18
kompressiohoidon ohjeitukset AMMF
käyttöaiheet (katso myös lääkinällisen

– raskaudenaikainen pahoinvointi, huihaus ja turvotus jälkittävät
– pahoinvointin jälkittävät
– aspien hoito
– laskimo-oireiden ja kroonisissa laskimosairauksissa elämäntavan parantaminen
– laskimoperäisten ihomuutosten ehkäisy ja hoito
– ihottumien pigmentaatio
– dermatiittiprosessit ja atrophie blanche
– ulcus cruris venosus- haavaumien hoito ja kivun- lievitys, myös ehkäisy
– vaihtoehto- ja laskimoperäisten ulcus cruris-haavaumien hoito (katso vasta-aiheet)
– suonikohjut
– ensivaihe suonikohjuhoidon jälkeinen toiminnallinen laskimoiden vajaatoiminta
– laskimoiden epämudostumat
– laskimotukokset
– tukoksen jälkeinen tila
– posturohooittainen oireyhtymä
– liikuntakykyisten potilaiden tukosten ehkäisy
– lymedeema
– raskausluvotus
– posttraumaattinen/postoperatiivinen turvotus
– syklinen idiopaattinen turvotus
– liipedeema vaiheesta II alkaen
– liikkumattomuudesta johtuvat verenstagnokset (artrogeninen kongestivinen oireyhtymä, raajojen paresisi ja aspareesi)
– laskimoperäiset turvotukset (seisoma-, istumavai- ja kävelyvaihe)
– laskimoperäiset turvotukset, kun lääkitystä ei voi säätää
– adipsositeetti, johon liittyy toiminnallinen laskimoiden vajaatoiminta
– jalkojen tuhduskseelliset dermatoosit

Käyttöaiheet (katso myös lääkinällisen kompressiohoidon ohjeitukset AMMF 037/005, versio 12/18)
– laskimoperäisten ihomuutosten ehkäisy ja hoito
– ihottumien pigmentaatio
– dermatiittiprosessit ja atrophie blanche
– ulcus cruris venosus- haavaumien hoito ja kivun- lievitys, myös ehkäisy
– vaihtoehto- ja laskimoperäisten ulcus cruris-haavaumien hoito (katso vasta-aiheet)
– suonikohjut
– ensivaihe suonikohjuhoidon jälkeinen toiminnallinen laskimoiden vajaatoiminta
– laskimoiden epämudostumat
– laskimotukokset
– tukoksen jälkeinen tila
– posturohooittainen oireyhtymä
– liikuntakykyisten potilaiden tukosten ehkäisy
– lymedeema
– raskausluvotus
– posttraumaattinen/postoperatiivinen turvotus
– syklinen idiopaattinen turvotus
– liipedeema vaiheesta II alkaen
– liikkumattomuudesta johtuvat verenstagnokset (artrogeninen kongestivinen oireyhtymä, raajojen paresisi ja aspareesi)
– laskimoperäiset turvotukset, kun lääkitystä ei voi säätää
– adipsositeetti, johon liittyy toiminnallinen laskimoiden vajaatoiminta
– jalkojen tuhduskseelliset dermatoosit

Edesitä: Pihus
hoarosta I
turvotus
– raskaudenaikainen pahoinvointi, huihaus ja turvotus jälkittävät

Vasen jalka
Pihusmitta
Ympärystämälä
Oikea jalka
Pihusmitta
Ympärystämälä

Vasta-aiheet
– pitkälieke edenmyt raajojen vaihtomasaatas
– kompensoimaton sydämen vajaatoiminta
– sepiinen laskimotulehdus
– phlegmasia coerulea dolens
– suhteelliset vasta-aiheet:
– vatsatauti dermatoosit
– yllikerkyys kompressiosukan materiaalleille
– raajojen vaikeat tuntöhäiriöt
– pitkälle edennyt periferinen neuropatia (esim. diabetes mellitus)
– krooninen monivelvulehdus
– kuitnaa ja iho-ongelmia. Niihin suositellaan vastaa- kompressiosukkeen käyttöä voi aiheuttaa herkan ihon vian hoitohetkenä.

Endotomat vasta-aiheet:
– raskaudenaikainen pahoinvointi, huihaus ja turvotus jälkittävät

Suhteelliset vasta-aiheet:
– sepiinen laskimotulehdus
– phlegmasia coerulea dolens
– vaihtoehto- ja laskimoperäisten ulcus cruris-haavaumien hoito (katso vasta-aiheet)

Riskit ja sivuvaikutukset
– raskaudenaikainen pahoinvointi, huihaus ja turvotus jälkittävät

Ilmoitusvelvollisuus
Laki velvoittaa portiaat ja käyttöajät ilmoittamaan tuotteen yhteydessä ilmeneviä vaaratilanteita, jotka johtuvat tai oisivat voineet johtaa terveydentu- tteeseen yhteydessä ilmeneviä vaaratilanteita, vail- lan merkittävään heikkenemiseen tai kuolemaan, vai- mastaalle ja toimivaltaselle kansalliselle viranomai- selle (Saksassa BfArM) välittömästi.

