



LIGADURA DE COTOVELO PUSH MED EPI

INTRODUÇÃO

Os produtos Push Med oferecem soluções eficazes para o tratamento e prevenção de lesões do aparelho locomotor. Aprovado por médicos e cientistas.

A sua nova ligadura de cotovelo é um produto Push Med, caracterizado por um elevado nível de eficácia, conforto e qualidade. A ligadura de cotovelo Push Med Epi melhora o funcionamento e proporciona alívio da dor. Isso aumenta a resistência física. O apoio mecânico, a pressão ajustável e uma boa posição de retenção constituem a base do seu desempenho.

Os produtos Push Med são inovadores e fabricados com todos os cuidados. Isso assegura a máxima segurança e maior liberdade de movimentos. Para promover uma utilização satisfatória.

Leia atentamente a informação do produto antes de usar a ligadura de cotovelo Push Med Epi. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor ou envie um e-mail para info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A sua ligadura de cotovelo Epi Push Med oferece pressão local nos extensores (cotovelo de tenista) ou nos flexores (braço de golfista) do pulso. Isso alivia o esforço na inserção destes músculos na articulação do cotovelo. A ligadura pode facilmente ser aplicada em apertada em torno do antebraço com uma mão. O elemento de aperto em redor do braço assegura uma adequada distribuição da pressão. A almofada é constituída por polímero elástico e compatível com a pele. Um ajustamento anatómico conveniente e o material da almofada contribuem para que a ligadura permaneça no lugar durante o movimento.

A ligadura é feita de Sympress™, um material confortável de alta qualidade. A utilização de microfibras faz sentir o interior macio e conserva a pele seca. A ligadura de cotovelo Epi Push Med pode ser lavada normalmente.

INDICAÇÕES

- Cotovelo de tenista (epicondilite lateral)
- Cotovelo de golfista (epicondilite medial)

Não há desordens conhecidas em que a ligadura não possa ou não deva ser usada. No caso de má circulação nos membros, uma ligadura pode causar hipermia. Evite ponerse el protector demasiado apretado al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINAÇÃO DO TAMANHO / APLICAÇÃO

A ligadura de cotovelo Epi está disponível num tamanho. As medidas variam de 20 a 35 centímetros.

Assure-se que o ponto de pressão da ligadura (ao nível do logótipo) fica poucos centímetros ao lado da inserção dolorosa do músculo para o lado da mão.

Aperte a faixa ajustável e feche-a.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Antes de proceder com o lavado, abrache los cierres de gancho y lazo para proteger la codera y otras prendas.
- Se puede lavar la codera a una temperatura de hasta 30°C en un programa de tejidos delicados o a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.
- Se puede usar un centrifugado suave. Después tienda la codera para que se seque al aire (**nunca** cerca de una fuente de calor o con una secadora).

Para alargar su vida útil, deberá secarse después de su uso y antes de guardarla.

IMPORTANTE

- Para un correcto uso de la hombrera Push, solicite el diagnóstico de un médico o fisioterapeuta.
- Los protectores Push han sido diseñados para ponérselos sobre una piel sin heridas. En caso de tener alguna herida, primero hay que proteger la piel con material adecuado.
- El rendimiento óptimo solo puede conseguirse eligiendo la talla adecuada. Pruebe el protector antes de comprarlo para asegurarse de la talla. El personal profesional de su distribuidor le explicará la mejor forma de ajustarse la tobillera Push. Es recomendable guardar la información de este producto en un lugar seguro, para poder consultar las instrucciones de ajuste cuando lo necesite.
- Consulte a un especialista en este tipo de productos si necesita una adaptación individual.
- Revise su tobillera Push cada vez que vaya a ponérsela, por si tuviera indicios de desgaste o envejecimiento de los componentes o las costuras. El rendimiento óptimo de su tobillera Push solo puede garantizarse si el producto está completamente intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que viva.

CODERA PUSH MED EPI

INTRODUCCIÓN

Los productos Push Med proporcionan soluciones para el tratamiento y la prevención de lesiones del aparato locomotor. Están aprobados por médicos y científicos.

La nueva codera es un producto Push Med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para codo Push Med mejora el funcionamiento y alivia el dolor. Esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos.

Para un mejor aprovechamiento de su uso, lea atentamente la información del producto antes de utilizarlo. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La codera Push Med Epi proporciona una presión localizada sobre los extensores (epicondilitis) o los flexores (epitrocleititis) de la muñeca. Esto alivia la distensión muscular en la inserción de estos músculos en la articulación del codo. La codera se puede ajustar fácilmente y cerrarse alrededor del brazo con una mano. El elemento que sirve de codera alrededor del brazo asegura una correcta distribución de la presión. El almohadillado está formado por un polímero elástico compatible con la piel. Un adecuado ajuste anatómico, junto con el material que sirve de almohadillado, contribuyen a que la codera no se desplace con los movimientos.

La codera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. La codera Push med Epi se puede lavar de forma normal.

INDICACIONES

- Codo de tenista (epicondilitis lateral)
- Codo de golfista (epitrocleititis)

No se conocen trastornos que sugieran que no deba utilizarse el protector. En caso de mala circulación sanguínea en las extremidades, un protector puede causar hipermia. Evite ponerse el protector demasiado apretado al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

La codera Epi se encuentra disponible en una talla única. La gama de medidas va de los 20 a los 35 centímetros.

Asegúrese de que el punto de presión (al nivel del logo) está colocado unos centímetros al lado del punto doloroso del músculo hacia la mano.

Tense la banda ajustable y ciérrala.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Antes de proceder con el lavado, abrache los cierres de gancho y lazo para proteger la codera y otras prendas.
- Se puede lavar la codera a una temperatura de hasta 30°C en un programa de tejidos delicados o a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.
- Se puede usar un centrifugado suave. Después tienda la codera para que se seque al aire (**nunca** cerca de una fuente de calor o con una secadora).

Para prolongar la durata del producto vi consiagliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- Para un correcto uso de il prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia è adeguata. Il personale specializzato di vostro rivenditore vi spiegherà la migliore maniera di placar votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre orthèse Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre orthèse Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est una marca registrada de Nea International by

GOMITERA EPI PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push Med offrono efficaci soluzioni per il trattamento e la prevenzione di lesioni all'apparato locomotore. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La vostra nuova gomitera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La gomitera Epi Push Med migliora la funzionalità fornendo sollievo dal dolore. Ci consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono progettati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la gomitera Epi Push Med, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra gomitera Epi Push Med esercita una pressione locale sugli estensori (gomito del tennista) o sui muscoli flessori (gomito del golfista) dell'avambraccio. Ciò attenua la tensione di questi muscoli a livello della loro inserzione al gomito. La gomitera può essere indossata e chiusa facilmente intorno all'avambraccio con una sola mano. L'elemento di immobilizzazione intorno all'avambraccio assicura una distribuzione corretta della pressione. L'imbottitura è costituita da un polimero compatibile con la pelle ed elastico. Grazie alla corretta linea anatomica ed al materiale dell'imbottitura, il prodotto resta in posizione durante il movimento.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La gomitera Epi Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Codo de tenista (epicondylite latérale)
- Codo de golfeur (epicondylite médiale ou épitrocchéite)

Il n'existe aucune affection connue en raison de laquelle l'orthèse ne doit pas ou ne peut être portée. En cas de mauvaise circulation sanguine dans les membres, une orthèse peut provoquer une hyperémie. Ne serrez pas excessivement l'orthèse, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La coudière Push med Epi est disponible en 1 seule taille. Les mesures varient de 20 à 35 centimètres.

Assurez-vous que le point de pression de la coudière (au niveau du logo) est placé à quelques centimètres de l'insertion douloureuse du muscle vers la main.

Tendez la bande réglable et fermez-la.

NETTOYAGE DE L'ORTHÈSE

- Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger l'orthèse et l'autre main.
- L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.
- Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (**pas** près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge). Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les orthèses Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille d'orthèse adéquate. Essayez donc l'orthèse avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Il personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre orthèse Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre orthèse Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est una marchio registrato di Nea International by

BANDAGE DE COUDE PUSH MED EPI

INTRODUCTION

Les produits Push Med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouvelle coudière est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage de coude Epi Push med assure une meilleure fonctionnalité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la coudière Push med Epi. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre coudière Push med Epi exerce une pression locale sur les extenseurs (coude du tennismann) ou sur les flicheisseurs (bras du golfeur) du poignet. Cette pression soulage de la contrainte appliquée sur l'insertion de ces muscles à l'articulation du coude. Vous pouvez facilement ajuster et fermer la coudière autour du bras et ce, d'une seule main. L'élément de soutien autour du bras assure une répartition appropriée de la pression. Le rembourrage est polymère élastique compatible avec la peau. Un ajustement anatomique approprié, associé à la matière du rembourrage, permet à la coudière de rester en place lorsque vous êtes en mouvement. L'orthèse est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibras rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La coudière Push med Epi se lave normalement.

INDICATIES

- Coude du tennismann (epicondylite latérale)
- Coude du golfeur (epicondylite médiale ou épitrocchéite)

Il n'existe aucune affection connue en raison de laquelle l'orthèse ne doit pas ou ne peut être portée. En cas de mauvaise circulation sanguine dans les membres, une orthèse peut provoquer une hyperémie. Ne serrez pas excessivement l'orthèse, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La coudière Push med Epi est disponible en 1 seule taille. Les mesures varient de 20 à 35 centimètres.

Assurez-vous que le point de pression de la coudière (au niveau du logo) est placé à quelques centimètres de l'insertion douloureuse du muscle vers la main.

Tendez la bande réglable et fermez-la.

NETTOYAGE DE L'ORTHÈSE

- Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger l'orthèse et l'autre main.
- L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.
- Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (**pas** près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge). Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

IMPORTANTE

- Para un correcto uso de il prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia è adeguata. Il personale specializzato di vostro revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre orthèse Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre orthèse Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est una marchio registrato di Nea International by

PUSH MED ELLEBOOGBRACE EPI

WOORD VOORAF

Les produits Push Med offrent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention de lésions van het bewegingsapparaat. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe elleboogbrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Ellenbogenbrace Epi zorgt voor een verbeterde functie en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor verhoogd. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruiker.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Ellenbogenbrace Epi aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAPPEN

Votre produit Push med Epi exerce une pression locale sur les extenseurs (tennisarm) ou de flexoren (golfsarm) van de pols. Op deze manier wordt de aanhechting van deze spieren op de elleboog ontlast. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm in te stellen en te sluiten. Het verstevigingselement rond de arm zorgt voor een juiste drukverdeling. De pelote bestaat uit een handvertráglijk en elastisch polymer. Een goede anatomische Passform und das Material der Pelotte tragen dazu bei, dass die Bandage bei Bewegungen nicht verrutscht. De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Elleboogbrace Epi kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Tenniselleboog (epicondylitis lateralis humeri)
- Golferselleboog (epicondylitis medialis humeri)

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan en mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwang leiden. De brace aanvaankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstek. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De elleboogbrace Epi is verkrijgbaar in 1 maat. Het maatbereik loopt van 20 tot 35 centimeter.

Zorg ervoor dat het drukpunt van de brace (ter hoogte van het logo) enkele centimeters naast de pijnlijke aanhechting van de spier, richting hand, wordt aangelegd.

Breng de instelbare band op de juiste spanning en sluit deze.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

- Sluit het klittenband voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.
- De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fijne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.
- De brace mag licht centrifugeerd worden; hand de brace daarna in de open lucht te drogen (**niet** bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe geëigend middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International by

PUSH MED ELLENBOGENBANDAGE EPI

EINLEITUNG

Les produits Push Med bieten wirksame Lösungen zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen des Bewegungsapparates. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Ellenbogenbandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Ellenbogenbandage bietet Schmerzlinderung durch Kompression auf die Handgelenkextensoren. Dies steigert die Körperkraft. Mechanische Unterstützung und einstellbarer Druck bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung. Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Ellenbogenbandage Epi verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Ellenbogenbandage Epi übt lokalen Druck auf die Streckmuskeln (Tennis-Ellenbogen) oder Beugemuskeln (Golfer-Ellenbogen) des Handgelenks aus. Dies führt beim Anspannen der Muskeln zu einer Entlastung am Ellenbogengelenk. Die Bandage kann leicht mit einer Hand am Unterarm geschlossen werden. Der elastische Zügel um den Arm gewährleistet die richtige Verteilung des Drucks. Die Pelotte besteht aus einem hautverträglich und elastischen Polymer. Eine gute anatomische Passform und das Material der Pelotte tragen dazu bei, dass die Bandage bei Bewegungen nicht verrutscht. De brace ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Ellenbogenbandage Epi kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Tennis-Ellenbogen (Epicondylopathie)
- Golfer-Ellenbogen (Epicondylopathie)

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Ellenbogenbandage Epi ist in einer Größe für einen Unterarmumfang von 20 bis 35 Zentimetern erhältlich.

Vergewissern Sie sich, dass der Bandagedruckpunkt (auf Höhe des Logos) einige Zentimeter neben der Schmerzstelle des Muskels in Richtung Hand liegt.

Spannen Sie das justierbare Band und schließen Sie es.

WASCHHINWEISE

- Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.
- Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang gewaschen oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.
- Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang gewaschen oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.
- Ein leichtes Schleudrogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (**nicht** in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Um die Lebensdauer der Bandage zu verlängern, sollte sie ggf. vor der Lagerung nach jedem Benutzen getrocknet werden.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intact ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International by

PUSH MED ELBOW BRACE EPI

INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions for the treatment and prevention of injuries of the locomotor apparatus. Approved by physicians and scientists.

Your new elbow brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med elbow brace Epi improves functioning and provides pain relief. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good position retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med elbow brace Epi. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med elbow brace Epi offers local pressure on the extensors (tennis elbow) or the flexors (golfer's arm) of the wrist.

PUSH肘医療サポーター・エビ

はじめに

Push医療製品は、運動器官の損傷の処置や防止の有効な解決策を提供します。 医師と科学者により承認されています。

新しい肘サポーターはPush医療製品で、高水準の機能と快適性と品質を特色としています。 Push med elbow brace Epi（肘補強具）は、機能性を高め、痛みを和らげます。 これは、体力を増強することになります。 機械的な支柱と可調圧力と良い位置の保持は、良いパフォーマンスの基礎となります。

Push医療製品は革新的で、ユーザーのために大きな配慮をして製造されています。 動作の最大の安全とより多くの自由を確かなものにし、確実な使用を促進することで。

Push肘医療サポーターをお使いになる前には、製品情報をよくお読みください。 ご質問の場合は、販売店にお問い合わせください。 info@push.euへ電子メールでご連絡ください。

製品特徴

Push肘医療サポーター・エビは、手首の伸筋(テニス肘)または屈筋(ゴルフアーの腕)にたいし局所的な圧力を与えます。 これは、肘関節にてこれらの筋肉の挿入による歪を軽減します。 サポーターは手首に簡単にフィットし下腕を巻き取りきます。 腕の周りの緊張要素により、圧力の適切な配分が確実になります。 パッドは、皮膚に損傷をより弾性的樹脂です。 適切な解剖学的適合性とパッドの材質によりサポーターは動作中でもその場所に留まります。

サポーターは、高品質の快適な材料であるSympress™でできています。 ミクロ繊維の使用で内部はソフトで皮膚を乾燥させます。 Push肘医療サポーター・エビは、普通に洗濯ができます。

効能

- テニス肘(横の上顎炎)
- ゴルフアーの肘(内側の上顎炎)

ブレースを着用できないか、着用するべきではない身体障害は知られていません。 手足の血液循環が悪いと、ブレースのために充血が生じることがあります。 最初はブレースをきつく締めすぎないようしてください。

痛みは常に警告の徴候です。 痛みが持続するかその病訴が悪化する場合には、医師または理学療法士と相談されることをおすすめします。

Push肘医療サポーターの調整可能なベルト。

サイズ・適合の決定
肘サポーター・エビのサイズは、1種類です。 寸法は、20から35センチメートルまでの範囲です。

サポーターの圧点(ロゴのレベル)では、手の方へ筋肉の痛みを伴う挿入のそばの数センチメートルの場所であることを確認してください。

調節可能な帯を引張り、締めてください。

洗濯の指針

🧺 🧼 🧻 🚿 🧴 🚰

洗たくの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

ブレースは、30度Cの温度で洗濯機で注意が必要な繊維サイクルまたは手で洗濯することができます。 漂白剤は使わないでください。 ゆるやかな回転乾燥サイクルは使っても差支えはありません。 その後、サポーターを戸外に掛けて(熱源の近くや回転乾燥機以外で)乾かしてください。

サポーターの使用を長持ちさせるため、必要に応じ使用後は保管する前に乾燥するようにしてください。

重要

- PUSHサポーターを適切に使用するために、医師または理学療法士の指示に従ってください。
- ブッシュブレースは、無傷の皮膚に着用する目的で設計されています。 皮膚に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。 最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。 購入前にブレースを取り付けて、サイズを確認してください。 販売代理店の専門スタッフが、ブッシュブレースを取り付ける最適な方法を説明します。 この製品情報は、安全な場所に保管して、取り付けの仕方について必要なときいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、ブレースの専門家に相談してください。
- コンポーネントを縫い目や摩耗や老化的兆候がないかどうか、使用前に毎回ブッシュブレースをチェックしてください。 ブッシュブレースの最適なパフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。
- 医療機器に関するEU規制2017/745の枠組み内にある場合、ユーザーは製品に関連する重大な事故について製造業者およびユーザーの会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

Push®は、オランダのNea International by 社

LOKETNÍ BANDÁŽ S PUSH MED EPI

ÚVOD

Výrobky Push med představují účinné řešení při léčbě, ošetřování a prevenci úrazů pohybového ústrojí. Schválily je lékaři i vědci.

Vaše nová loketní bandáž je zdravotnickým výrobkem Push med, jehož charakteristikou je vysoká efektivnost, pohodlnost a kvalita. Loketní bandáž Push med Epi zlepšuje funkci a přináší úlevu do bolesti. Zvyšuje tak tělesnou sílu. Podstatou její funkce je mechanická opora, nastavitelný tlak a dobrá fixace polohy.

Výrobkům Push med je věnována nejvyšší péče při jejich výrobě a mají moderní konstrukci. Tím je zaručena maximální bezpečnost a větší volnost pohybu. Cílem je, přinést vám co největší uspokojení z jejich nosení.

Před použitím zdravotnické loketní bandáže Push si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se lakšavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vaše loketní bandáž Push med Epi využívá lokální tlak na extenzory (u tensivního lokte) a nebo na flexory (u golfové ruky) zápěstí. Tím napomáhá napnutí svalů upínajících se na loketní kloub. Bandáž se snadno a s pomocí jedné ruky upevní kolem předloktí. Využijoují prvek obkružuje předloktí a tak zajišťuje řádnou distribuci vyvíjeného tlaku. Poduška je z elastického polymeru, který kůže dobře snáší. Díky anatomickému tvarování a materiálu podušky setřívává bandáž na místě i při pohybu končetiny.

Je vyrobena z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlákna, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou. Loketní bandáž Push med Epi lze běžně práť.

INDIKACE

- Tenisový loket (laterální epikondylitida)
- Golfový loket (mediální epikondylitida)

Nejsou známy žádné poruchy, při kterých by ortéza nemohla či neměla být použita. V případě nedostatečného krevního oběhu v končetinách může ortéza způsobit hyperémii. Zpočátku ortézu přilísí neutahujte.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtiže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

Push loketní bandáž s nastavitelným tlakem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Loketní bandáž Epi je k dispozici v 1 velikosti. Rozměr lze volit v rozmezí 20 - 35 centimetrů.

Ujistěte se, že tlakové body bandáže (které se nacházejí na úrovni loga) jsou umístěny několik centimetrů od bolestivého svalového úponu směrem k ruce.

Nastavitelný pás napíná a uzavřete.

PRÁNÍ

🧺 🧼 🧻 🚿 🧴 🚰

- Před praním k ochraně bandáže i ostatního prádla uzavřete suchý zip.
- bandáž se dá práť při teplotách do 30° C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Bělici přípravky nepoužívejte.
- Lze použít jemné odfédrování. Potom nechte bandáž uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla; rovněž ji nedávajte do bubnové sušičky).

Abyste vám bandáž dlouho vydržela, nechte ji po použití před uložením vyschnout, pokud je navlhla.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Správné použití závěsu Push med může vyžadovat stanovení diagnózy lékařem nebo terapeutem.
- Ortézy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve opatřit vhodným materiálem.
- Optimální funkcnosti je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortézu vyzkoušejte a vyberte správnou velikost. Správné nasazení ortézy Push vám vysvětlí odborní personál v prodejně. Poradíme vám, abyste si tyto informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přezkoušet pokyny k nasazení ortézy, kdykoli bude třeba.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, kontaktujte specialistu na ortézy.
- Před každým použitím ortézy Push zkontrolujte, zda nejsou známky opotřebené či stárnutí materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Ortéza Push poskytuje správnou funkciost, pokud pouze není výrobek žádným způsobem poškozen.
- V rámci nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích musí uživatel ohlásit jakoukoli závadnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výroci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

Push® je registrovaná známka společnosti Nea International by

EPI – ORTOPEDYCZNA OPASKA NA „ŁOKIĘCIEŃNISTY”

WSTĘP

Ortezy firmy NEA International stanowią propozycję skutecznego rozwiązania wielu problemów związanych z leczeniem schorzeń i urazów oraz ich następstw w obrębie narządów ruchu. Produkty te są przedmiotami ortopedycznymi uznanymi przez lekarzy i rehabilitantów. Chętnie sięgają po nie chorzy.

Ortezy te dzięki dokładnemu dopasowaniu uzyskanemu poprzez użycie nowoczesnych materiałów i tworzyw oraz wysokiej precyzyj wykonania wpływają na zwiększenie zwrotności stawu. Opaska na łokieć Push Epi poprawia funkcjonalność i zmniejsza ból. Dodatkowe elementy (np. paski dopinające) wzmagają celowo z odpowiednią siłą i w odpowiednim miejscu zadany nacisk niezbędny w procesie leczenia.

Wyróbkułm Push med je věnována nejvyšší péče při jejich výrobě a mají moderní konstrukci. Tím je zaručena maximální bezpečnost a větší volnost pohybu. Cílem je, přinést vám co největší uspokojení z jejich nosení.

Před použitím zdravotnické loketní bandáže Push si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

Przed użyciem opaski należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@push.eu.

OPIS PRODUKTU

Opaska Epi zapewnia miejscowy nacisk na brzoście prostowników nadgarstka (łokieć tenisty) oraz zginaczy nadgarstka (mięsień golfisty), co powoduje odciążenie przyczepów tych mięśni. Opaskę można łatwo dopasować i zapiąć, używając przy tym tylko jednej ręki. Element obejmujący rękę zapewnia odpowiedni rozkład sił. Do produkcji opaski użyto przjaznego dla skóry i elastycznego polimeru. Anatomiczne dopasowanie oraz wysokiej klasy materiał zapewniający pozostanie opaski na właściwym miejscu nawet podczas intensywnych ruchów.

Opaska została wykonana z tworzywa wysokiej jakości o nazwie Sympress™. Zastosowanie mikro-włókien sprawia, że wewnętrzna strona opaski jest miękka i skóra pod nim pozostaje sucha. Opaska jest łatwa w użyciu, jej konserwacja nie stwarza problemu. Można ją prać.

WSKAZANIA

- Łokieć tenisty (zapalenie nadkłykcia bocznego)
- Łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego)

Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiłyby przeciwwskazanie do używania opaski. W przypadku słabego krążenia krwi w kończynach opaska może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy wystrzegać się zbyt ciasnego dopasowania opaski.

Push loketní bandáž s nastavitelným tlakem.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilania należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Opaska Epi dostępna jest w 1 rozmiarze. Przeznaczona jest dla osób o iránybani néhány centimetrů az izmok fádjalmas eredése mellett legyen.

Punkt nacisku (znajdujący się w miejscu logo firmy) powinien znajdować się o parę centymetrów od obolalego przyczepu mięśnia w kierunku dloni.

Pasek należy zapiąć po wcześniejszym napięciu.

KONSERWACJA

🧺 🧼 🧻 🚿 🧴 🚰

- W celu zabezpieczenia opaski podczas prania, należy zapiąć jej „rzepy”.
- Temperatura prania nie powinna przekraczać 30° C. Zaleca się program przeznaczony dla tkanin delikatnych lub pranie ręczne. Nie należy używać środków wybielających.
- Można zastosować delikatne odwirowanie. Po upraniu opaskę należy suszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

Abyste wydłużył trwałość ortęzy należy ją zawsze wysuszyć po użyciu, jeśli to konieczne, przed przechowywaniem.

UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortęzy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Opaski Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Optymalne funkcjonowanie można osiągnąć tylko poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru. Przed zakupem należy przemyśleć opaskę w celu dopasowania rozmiaru. Profesjonalny personel dystrybutora wskaze najlepsze sposoby dopasowania opaski Push. Zalecany przechowywanie tych informacji o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nimi zapoznać przed ponownym użyciem.
- Jeżeli produkt wymaga indywidualnego dopasowania, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się opaskami uciskowymi.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić opaskę Push pod kątem czynnych zuzycia lub zesterzania się elementów lub szwów. Optymalne działanie opaski Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest nienaruszony.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy poważny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Push® jest zarejestrowana marką firmy Nea International by

PUSH MED EPI KÖNYÖKRÖGZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push med termékék a mozgató szervrendszer sérüléseinek hatékony megelőzésére és kezelésére nyújtanak megoldást. A védópántok orvosok és tudósok jóváhagyásával készülnek.

Az Ön új könyökrogzítője egy olyan Push med termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemez. A Push med Epi könyökrogzító javítja az ízület működését és csökkenti a fájdalmat. Megnöveli a fizikai erőt, hatásának alapját a mechanikus támasztás, állítható nyomás, és a megfelelő helyzet megőrzése képezi.

A Push med termékék újítást hoznak, és a legnagyobb gondossággal készültek az Ön részére. Maximális biztonság és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Célunk, hogy Ön elégedett legyen.

A Push med bokarogzító használatá előtt gondosan olvassa el a termékétájékoztatót. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon viszonteladójához, vagy küldjön e-mail-t az info@push.eu internet címre.

TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Az Ön Push Epi könyökrogzítője helyi nyomást fejt ki az ízület izmókire (tenisz könyök) vagy a hajlítókra (golfkönyök). Ez csökkenti ezen izmok feszülését a könyöküzemeltető lévő eredésükéin. A rögzítő egy kézzel könnyen felhelyezhető és állítható az alkar körül. A rögzítő elem a kar körül a nyomás megfelelő eloszlását biztosítja. A párná egy bőrbárát és elastikus polymerből áll. A megfelelő anatómiai illeszkedés és a párná anyaga elősegíti a rögzítő helyén maradáást a mozgás során.

A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül. A mikroszálak használata a belső légú tapintatávú teszi és szárazan tartja a bőrt. A Push med Epi könyökrogzító egyszerűen mosható.

JAVALLATOK

- Teniszkönyök (laterális epikondilitisz)
- Golfkönyök (mediális epikondylitis)

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítőt nem lehet vagy nem ajánlatos viselni. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő vérdobóséget okozhat. Kezeldben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvosát.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

Az Epi könyökrogzító 1 méretben kapható. A mérete 20 és 35 centiméter között van.

Ellenőrizze, hogy a rögzítő nyomáspontja (a logó szintjében) a kéz irányában néhány centiméterrel az izmok fádjalmas eredése mellett legyen. Feszítse meg az állítható szalagot, és zárja le.

TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

🧺 🧼 🧻 🚿 🧴 🚰

- Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt.
- A rögzítő 30°C-ig mosható, légú textil programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.
- Egy óvatos centrifuga programot használhat; ezután akassza fel a rögzítőt, hogy a szabad levegőn száradjon (ne hőtárnak közelében vagy szárítógépben).

A rögzítő élettartamának megőrvélése érdekében – amennyiben szükséges-szárítsa meg használat után, mielőtt elrakná.

FONTOS!

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos kóisméje szükséges.
- A Push rögzítők csak sértetlen bőrfelületen használhatók. A rögzítők használatá előtt a sérült bőrfelületet megfelelő anyaggal le kell fedni.
- A rögzítő akkor működik a leghatékonyabban, ha a megfelelő méretet választja. Vásárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét. A Push rögzítő felhelyezésének módját a viszonteladó szakértői személyete ismerheti önnel. Javasoljuk, hogy ezt a termékétájékoztatót bírta biztonságos helyen, hogy szükség esetén megtekinthesse a felhelyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ha a termék egyéni átalakítást igényel, keressen fel a rögzítőkkel foglalkozó szakembert.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy a Push rögzítő részein vagy varrásain nem látszanak-e a kopás vagy az elöregedés jelei. A Push rögzítő csak akkor tud optimális teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.
- Inom ramen for EU-forordning 2017/745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvarliga tillfall i samband med produkten, både till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.

A Push® a Nea International by regisztrált védjegyé

Push® a Nea International by regisztrált védjegyé

PUSH MED-ARMBÄGSSTÖD EPI

INLEDNING

Push med-produkterna tillgodoser effektivt olika behov av behandling och skydd mot skador på rörelseorganen. Godkända av läkare och vetenskapsmän.

Ditt nya armbägsstöd är en Push med-produkt. Karakteristiskt för Push med-produkterna är högreddig effektivitet, komfort och kvalitet. Push med- armbägsstödet Epi förbättrar funktionen och ger smärtlindning. Det ökar den fysiska styrkan. Mekaniskt stött, justerbart tryck och god positionsställning ligger till grund för dess prestanda.

Push med-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det ger dig maximal säkerhet och ökad rörelsefrihet. Allt för din belåtenhet.

Läs produktinformationen nog innan du använder Push med- armbägsstödet Epi. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIK

Ditt Push med- armbägsstödet Epi anbringat ett lokalt tryck på sträckmusklerna (tenisarmbåge) eller flexorer (golfarm). Det minskar påfrestningen på dessa muskler i armbågsleden. Stödet kan enkelt passas och stängas runt underarmen med en hand. Stödelementet kring armen säkerställar korrekt tryckfördelning. Dyan består av en hudkompatibel och elastisk polymer. Tillammans med den korrekta anatomiska passformen bidrar materialet i dyan till att stödet stannar kvar på plats vid rörelser. Stödet är tillverkat av Sympress™ - ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofiber som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr. Push med- armbägsstödet Epi kan tvättas på normalt sätt.

INDIKATIONER

- Tennisarmbåge (lateral epikondylit)
- Golfarmbåge (medial epikondylit)

Det finns inga kända rubningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemmarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att ha stödet för långt spärt i början. Smärta är alltid en varningssignal. Om smärtan inte går över, eller problemen förvärras, bör du kontakta din läkare eller terapeut.

Push armbägsstöd i olika storlekar.

BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM

Armbägsstödet Epi finns bara i én storlek. Mattintervallet är 20 till 35 cm.

Sørg for, at bandagens trykpunkt (vid logotypen) hamnar några centimeter vid sidan av musklens smærtepunkt, i riktning mot hånden.

Stræk det justerbare båndet og stæng det.

TVÅTTANVISNINGAR

🧺 🧼 🧻 🚿 🧴 🚰

- Stång karborrandsförslutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten.
- Stödet kan tvättas vid temperaturer på upp till 30° C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.
- Ikke bruk centrifugering år OK. Hång sedan stödet på tork – helst utomhus (hång det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare).

Stödet håller längre om man alltid låter det torka efter användning innan man lägger undan det.

VIKTIGT!

- Korrekt användning av Pushtödet kan kräva diagnos av en läkare eller terapeut.
- Push-braces ska bäras på intakt hud. Om huden är skadad måste den först tackas över med något lämpligt medel.
- Storleken måste vara korrekt för en optimal funktion. Prova därför stödet innan du köper det, så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butikten förklarar hur du sätter på dig ditt Pushtöd på bästa sätt. Spara produktinformationen så att du kan läsa igenom anvisningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om patienter behöver individuell anpassning.
- Kontrollera Pushtödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar och sömmar. Det är bara om Pushtödet är i helt felfritt skick som du får optimal prestanda.
- Inom ramen för EU-forordning 2017/745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvarliga tillfall i samband med produkten, både till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.

Push® är ett registrerat varumärke av Nea International by

Push® är ett registrerat varumärke av Nea International by

PUSH MED-ALBUEBANDAGEN EPI

INLEDNING

Push med-produkterna tillgodoser effektivt olika behov av behandling och skydd mot skador i bevægsapparater. Godkendt af læger og forskere.

Din nye albuebandage er et Push med-produkt, der er kendetegnet ved et højt effektivitets-, komfort- og kvalitetsniveau. Push med-Epi-albuebandagen forbedrer bevægelegheden og giver smertelindring. Dette øger den fysiske styrke. Mekanisk støtte, justerbart tryk og god stillingsstabilitet danner grundlag for produktets funktionsevne.

Push med-produkter er nyskabende og fremstilles med stor omhu. Herved garanteres maksimal sikkerhed og større bevægelsesfrihed, og tilfredsheden med produktet øges.

Læs produktvejledningen grundigt, før du bruger Push med-albuebandagen Epi. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte forhandleren eller sende en e-mail til info@push.eu.

PRODUKTBESKRIVELSE

Push med-albuebandagen Epi giver et lokalt tryk på strækkemusklerne (tenisalbue) eller bøjemusklerne (golfarm). Dermed avlæstes tilhæftningen af disse muskler ved albueledet. Bandagen kan let påsesættes og stænges runt underarmen med en hånd. Støtelementet kring armen säkerställar korrekt tryckfördelning. Dyan består av en hudkompatibel och elastisk polymer. Tillammans med den korrekta anatomiska passformen bidrar materialet i dyan till att stödet stannar kvar på plats vid bevæger dig.

Bandagen er fremstillet af Sympress™ - et behageligt materiale i høj kvalitet. Bruen af mikrofiber gør indersiden blød og holder huden tør. Push med-albuebandagen Epi tåler normalvask.

INDIKATIONER

- Tennisalbue (lateral epicondylitis)
- Golfalbue (medial epicondylitis)

Det er ingen kendte lidelser, ved hvilke bandagen ikke kan eller bør bruges. Bruen af dårlig blodcirkulation i armer og ben kan en støttebandasje forårsake hyperemi. Unngå å ha stödet for langt inn på begynne med. Smerte er alltid et varselssymptom. Hvis smerten vedvarer, eller symptomerne forverres, bør du konsultere din læge eller behandler.

Push albuebandage i forskellige størrelser.

STØRRELSE/TILPASNING