

PUSH MED SHOULDER BRACE PLUS


INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions for the treatment and prevention of injuries of the locomotor apparatus.

Our new shoulder brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med shoulder brace Plus ensures proper fixation and pain relief. Mechanical support and stable shoulder positioning constitute the basis of its performance.


Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. We are committed to providing you maximum confidence in the interest of satisfied users. Read the product information carefully before you use the Push med shoulder brace Plus. If you have any questions, do not hesitate to ask your supplier or use www.push.eu (info@push.eu)

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med shoulder brace Plus consists of four components. The breast strap, which is closed around the chest or upper waist, constitutes the basis of the brace. This strap only needs to be adjusted once for the correct size. The 'quick lock' () can be used to open and close the breast strap and to adjust it for maximum comfort. To prevent abduction of the shoulder as much as possible, the upper arm strap fixes the upper arm against the body. The comfortable wrist hand support keeps the arm fixed and supports it. The Push med shoulder brace Plus adds comfort through the shoulder strap that has been added to the brace: this strap provides additional immobilisation and support to the affected shoulder joint and allows the hand to be kept at the desired height. Each fixation point is individually adjustable, for an optimal fit in all circumstances. The brace is made of Sympress™, a comfortable and high-quality material. The microfibre used makes the inside soft to the touch and keeps the skin dry. The edges of the straps also feel soft. The Push med shoulder brace Plus can be washed normally.





















INDICATIONS

- Collarbone fracture
 - Treatment after (sub)luxation
 - Treatment after (sub)luxation of the SC or AC joint
 - Postoperative treatment
 - Humeroscapular periarthritis
 - Subacromial humerus fracture
 - As a sling in the case of a facciali hemiparesis (also at night)
- There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too lightly in the beginning.
- Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.



FITTING / SETTING

The shoulder brace is available in 3 sizes. For proper fitting, the chest circumference is measured 5 centimetres above the level of the hanging elbow. The table on the packaging shows the correct brace size for your chest circumference.

The correct fitting sequence is determined by the increasing molecule symbols on the hook and loop fasteners (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PUSHの医療に適した肩サポーターブラス

はじめに

運動系の身体の部分に痛みや損傷等がある場合、PUSH医療用品はその患部に対する保護や処置に有効な働きをします。

新しいPUSHの医療に適した製品とは、肩サポーターは、機能性、快適性と品質との優れた特徴があります。Push med shoulder brace Plus（肩保護具）は、肩を適切にサポートし、痛みを和らげます。機械的な力と肩を適切な位置に保持することで動作がしやすくなっているのが特徴です。

PUSHの医療に適した製品は、着用者に最大の配慮をきたる革新的な製品と言えます。肩サポーターの最大の強みは、最大限の信頼性と耐久性にあります。PUSHの医療に適した肩サポーターブラスを使用頂く際には、製品の仕様書を注意深くお読み頂くをお願いいたします。機械的な力と肩を適切な位置に保持すること、および、www.push.eu (info@push.eu)へお問い合わせください。

製品の特徴

PUSHの医療に適した肩サポーターブラスは4つの部分からできております。胸バンドがサポーターの基礎となりますが、それは胸の下部あたりから胸の上あたりかか部分です。この胸バンドはサイズ合わせのたびに一度は調整する必要があります。「迅速ロック」（）は、胸バンドに着用の心地よさを最高なものとするため、開いたり閉じたりしながら手早く調整するためのロックです。できるだけ肩の外転を防ぐために、上腕バンドは、上腕を身体に対して固定します。手首や手薬に保持するため、腕を固定して支えます。PUSHの医療に適した肩サポーターブラスは、サポーターを快適に調整するための調節機構が備わっています。このバンドのおおむね影響を受けている関節間の固定化を増強し、手を望む高さに保持することができるように調整します。胸々の固定化を簡単に調整することにより、状況に応じて最適な調整を行うことができます。サポーターは、高品質な心地よいSynpress™と音材材でできています。使用のシミュレーションにより、内蔵はソフトなクッションで覆われておりません。ベルトの縁はまた柔らかい繊維です。PUSHの医療に適した肩サポーターブラスは、普通に洗濯することができます。

適応

- 鎖骨骨折
- （不完全）脱臼後の治療
- SC 又は AC 間接の（不完全）脱臼後の治療
- 術後腫痛
- 上腕肩甲の間隔周囲炎
- 肩下頭上腕骨骨折
- 肩い片側不全麻痺（夜間も）の場合の三角巾として

ブレースを着用できないか、着用するべきでないか身体検査は知られていません。手足の血液循環が悪いと、ブレースのために血管血生じることがあります。最初にはブレースをきつく締めすぎないようにしてください。

痛みを感じる場合には、何か問題があります。痛みが持続するとか、症状が悪化する場合には、医師または理学療法士の指示に従ってください。

着用する、合わせる

肩サポーターには3つのサイズがあります。適切に着用するため、胸囲サイズは肩を下げた肘の位置からセンチ上の部分に適切にしてください。胸囲に対応する適切なサポーターのサイズについては、パッケージに表示されている表をご覧ください。

正しい整合の順序は、面ファスナー上の増加する分子シシブルにより決定されます（）（）（）（）

マークがある面ファスナー・バンドはすべて開かないければなりません。他のものは閉じられます。

- 問題がなく動くとき腕で胸でサポーターの肩バンドの広い部分を握ってください。
- 問題がある腕および肩を 開口部に入れてください。
- 上腕バンドを締め金を通して締め、上腕バンドは丁度好い上で閉じてください（）。

サポートを提供する専門スタッフの方に：初めて使用する場合、サポーターの二つのバンドは着用者のために一度は調整しなければなりません。

- 肩バンドは、胸バンドが腕と肩をしっかりと固定できるように背中とところで調整します。**
 - 次に、胸バンドが身体にピッタリと合い、着用者が気持ちよく着用できるように胸バンドを調整します。**
 - 胸バンドが心地よくフィットしている状態で、胸バンドを閉じます。（）
 - 手を手首・手サポートに入れ、肩バンドの上で閉じます。（）
 - 手首・手サポートは、胸バンドの上で（左/右に）滑らせたり、或いはそれを引っぱったり（上/下）にしながら身体にフィットさせます。
- 取り換える機会を患者への測定法
- 患者の周囲を測ってください
 - それを2倍してください
 - 胸バンドの長さを調整するために、背面で留め金を使用してください
 - 外（ハズス）しにより、胸バンドを開いてください
- 保存と取扱

PEČE A ÚDRŽBA

サポーターは、洗濯水の温度を30度までとし、洗濯機は緩い織造サイクルにするか、手洗いで洗濯してください。漂白剤は使用しないでください。洗った際には、サポーターと他の洗濯物を保清潔するために面ファスナーを閉じてください。乾燥には洗濯機のみやかな回転乾燥サイクルにしてください。その後、サポーターを大気中に掛け（熱源の近くや回転乾燥機以外で）乾かしてください。

サポーターの使用を長持ちさせるため、使用後は必要に応じ保管前に乾燥してください。

重要

- PUSHサポーターを適切に使用するために、医師または理学療法士の指示に従ってください。
- フジソンブレースは、無痛の位置に着用する目的で設計されています。
- 皮膚に異常な場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な機能を確保するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入したブレースを返す際には、適切なサイズを選択する必要があります。購入したブレースを返すに付けて、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフは、フジソンブレースを取り付ける最適な方法を説明します。この製品は、安全な場所に保管して、取り付けの仕方をいつでも必要に応じていつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、ブレースの専門家に相談してください。
- ヨーロッパや米国に居住する場合は、製品の保証がいくつかの国に跨る場合、コンピューターをアップロードしてください。フジソンブレースの最新のユーザーマニュアルは、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。
- 医療機器に関するEU規制2017/745の枠組み内にある場合、ユーザーは製品に関連する重大な事故について、販売者またはユーザーの会社がある加盟国の所管官庁に報告しなければならない。
- 皮膚に直接触れると不快感がある場合は、衣類の上にサポーターを装着してください。

Push®は、オランダのNea International 社

Push® je registrovaná značka společnosti Nea International bv

指標の国の販売店について詳しい情報をごたい場合は、次のサイトをご覧ください。
www.push.eudistributors

Podrobnosti o distribútorovi vo vašej krajine nájdete na stránkach www.push.eudistributors

ČESKY

RAMENNÍ ZÁVĚS PUSH MED PLUS

ÚVOD

Yvrosy Push med poskytlují účinná řešení při léčbě a prevenci poranění pohybového ústrojí. Tento ramenní závěs je výrobek značky Push med, pro kterou jsou charakteristické vysoký stupeň účinnosti, pohodlí a kvalita. Ramenní závěs Push med Plus poskytuje správnou fixaci a úlevu od bolesti. Základní charakteristiku závěsu je mechanická podpora a stabilní pozice ramene.

Yvrosy Push med jsou inovativní a při jejich výrobě se uplatňuje vysoká péče. Naším cílem je poskytnout vám maximální důvěru v zájmu spokojených uživatelů. Před použitím ramenního závěsu Push med Plus si pečlivě prostudujte informace o produktu. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se zeptat svého dodavatele nebo navštivte stránky www.push.eu či pište na info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Ramenní závěs Push med Plus sestává ze čtyř složek. Základem závěsu je hrudní páska, která se obepíná kolem spodní části hrudníku či vrchní části pasu. Tato páska se upravuje pouze jednou při nastavení správné velikosti. Hrudní pásku můžete utvořit a zapnout pomocí „rychlého zámku“ （）, pomocí kterého můžete také upravit její nastavení pro maximální pohodlí. Úpažení brání v co největší možné míře nadoktání páska, která paží fixuje i léu. Pohodlná podpora zápěstí/ruky zajišťuje fixaci a podporu páže. Ramenní závěs Push med Plus nabízí komfort pomocí dodatečné ramenní pásky. Tato páska zajišťuje dodatečné znehybnění a podporu podkládového ramenního kloubu a udržuje ruku v požadované výšce. Každý fixační bod se nastavuje zvlášť, čímž je zajištěno optimální přizpůsobení za každých podmínek. Závěs je vyroben z komfortního a vysoce kvalitního materiálu Synpress™. Použití mikrovláken zajišťuje měkkost vnější straně závěsu a udržuje pokožku suchou. Okrajové pásky jsou také měkké a dotýkají se pokožky. Ramenní závěs Push med Plus lze práť běžným způsobem.

INDIKACE

- Zlomenia klúčnej kosti
- Lečba po (neúplnej) vyklúbení
- Lečba po (neúplnej) vyklúbení sternoklavikulárneho a akromioklavikulárneho kĺbu
- Kulcsosont törés
- Leczenie po zwichnięciu (podwichnięciu) stawu mostkowo-obojczykowego lub barkowo-obojczykowego
- Leczenie pooperacyjne
- Humeroskapulární periartitida
- Subkapitální zlomeniny humeru
- Jako noční popruh v případě slabé hemiparézy (rovněž v noci)

Nejsou známy žádné poruchy, při kterých by ortéza neměla být použita.

V případě nedostatečného krvěného oběhu v končetinách může ortéza způsobit bolestivě. Zpočátku ortézu přizpůsobte.

Bolest je vždy varovným signálem. Pokud bolest přetrvává nebo se potíže zhoršují, dopoledne kontaktovat lékaře nebo terapeuta.

NASTAVENÍ / PŘÍZPUSOBENÍ

Ramenní závěs je dodáván ve 3 velikostech. Pro zvolení správné velikosti je potřeba změřit obvod hrudníku 5 centimetrů na úrovni lokte při volně svěšené paži.

V tabulce na obalu je uvedena správná velikost pro daný obvod hrudníku.

Správný postup nasazení je určen narástajícími symboly molekul na suchém žípu （）（）（）

Všechny pásy se suchým žípem, které jsou označeny symbolem, je potřeba rozpouzt. Ostatní zůstávají zapnuty.

- Uchopte závěs zdravou rukou na široké straně ramenní pásky.
- Prostřte otevřem nemocnou paži a hlavu.
- Zapněte nadoktání pásku tak, že ji prostřete přeskou a zapnete těsně nad loktem （）。

Informace pro odborníka, který závěs poskytuje: Před prvním použitím je potřeba pacientovi trvale nastavit dvě pásky:

D1. Nastavte ramenní pásku na zádech tak, aby hrudní páska byla ve stejné výši jako horní část paže.

D2. Pak nastavte hrudní pásku tak, aby těsně přiléhala k tělu a pro pacienta nebyla nepohodlná.

- Zapněte hrudní pásku tak, aby pohodlně seděla （）。
- Vložte ruku do podpory zápěstí/ruky, kterou poté připečte k ramenní páске （）。

F. Podporu zápětí je možné posouvat nahoru a dolů nebo na hrudní pásku doleva a doprava a dosáhnout tak co možná nejlepšího usazení.

Fixační pokyny pro pacienty v poloze vleže:

- Změřte polovinu obvodu pacienta
- Vynásobte ji číslem 2
- Použijte svorku k upravení délky hrudní pásky umístěnou na zádech
- Otevřete hrudní pásku pomocí rychlopasy
- Ortézu udrzte.
- Dopasovat ortézu

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Závěs je možné práť v nuce nebo při teplotách do 30 °C na program pro jemné prádlo. Nepoužívejte bělicí prostředky. Před praním zapněte suchý žip, abyste ochránili závěs i ostatní prádlo.

Je možné použít suchý program žídnání. Pak nechte závěs na vzduchu volně vysušit (ne v blízkosti tepleného zdroje nebo v sušičce prádla).

Životnost závěsu produhozte, pokud jej po použití – je-li to nutné – nechte před uložením vysušit.

DŮLEŽITÉ

- Správně použitý závěs Push med může vyžadovat stanovení diagnózy lékařem nebo terapeutem.
- Ortézu Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakrýt vhodným materiálem.
- Optimální funkcionace může oslabit účinky porpřez tvorbu. Vzájemné rozdíly rozměrů a vzájemné rozdíly v rozměrech oslabí účinnost ortézy. Jevaskáží, když ezť a termálníkčtozátětí larůja btoznožás helyen, jeho spēkčesť ezstén megteknehsie a fehelyezere vonatkož úsatisakčtož. Ha a termeký ezstén alitakalstí gnyvel, keressen fell a rögzítőkkel foglatkož szakemert.
- Haszalót mindkét nyílásnál ellenőrizze, hogy a Push rögzítő részén vagy varrásán nem látszanék-e a kopás vagy az eloregredés jelei. A Push rögzítő csak akkor tud optimálisan teljesítenyi nyílvaiban, ha a termék teljesen szereltlen.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić opaskę Push pod kątem oznak zużycia lub zesterzenia się elementów lub szwów. Opatrznie zdiagnozować opaskę Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest meryczony.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić opaskę Push pod kątem oznak zużycia lub zesterzenia się elementów lub szwów. Opatrznie zdiagnozować opaskę Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest meryczony.
- В рамці кожного використання необхідно перевіряти наявність ознак зношування або пошкодження елементів конструкції або швів. Можливо діагностувати наявність ознак зношування або пошкодження елементів конструкції або швів, якщо продукт є гарантовано перевіреною.
- В рамці кожного використання необхідно перевіряти наявність ознак зношування або пошкодження елементів конструкції або швів. Можливо діагностувати наявність ознак зношування або пошкодження елементів конструкції або швів, якщо продукт є гарантовано перевіреною.
- V prípade možného podráždení kůže se doporučuje nosit ortézu na oděvu.

Push® jest zarejestrowaną marką Firmy Nea International bv

MAGYAR

PUSH MED VÁLLRÖGZÍTŐ PLUS

BEVEZETŐ

A Push med termékék a mozgató szervrendszer sérüléseinek hatékony megelőzésére és kezelésére nyújtanak megoldást.

Ditt nya välrlögrögztö eller oyan Push med termék, melyet magas szintű hatékonyaság, kényelem és minőség jellemze. A Push med vállrögztö megfelelő rögzítést és fájdalomcsillapítást biztosít. Hatásának alapját a mechanikus támogatás és a stabil végállás képezi.

A Push med termékék újított hoznak, és a legnagyobb gondosságal készültek az OK részére. Az elküldött felhasználók érdekében elkövet a legnagyobb mértékű megelégedettségével. A Push med vállrögztö Plus használatát előtt gondosan olvassa el a termékajánlókat. Amennyiben bármilyen kérdésre van, kérjük forduljon viszonteladójához, vagy látogasson el a www.push.eu oldalra vagy küldjön e-mail-t az info@push.eu internet címre.

TERMÉKJELLEMZŐK

Az Ön Push med Vállrögztítője négy alkotórészből áll. A melkas pánt, mely a melkas alát és egy a derék felső részét zárja körbe, képez a rögzítő alapját. Ezt a pántot csak egyszer kell beállítani a helyes méretre. A „gyorszáraz” （） a melkas pánt nyitására, zárására, és a legkényelmesebb helyzet beállítására használható. A fekar pánt a testhez rögzíti a fekart, a lehető leginkább meggalgató a váll abdukciónál. A kényelmes csuklóképzátmasz rögzítés a támaszja a kezét. A Push med vállrögztö Plus a hozzáadott vállpánt segítségével kényelmesebbé teszi a viselést: ez a pánt az érintett vállizületet még jobban rögzíti és támaszja, egyidejűleg lehetővé teszi a kéz kivánt magasságban tartását. Minden rögzítési pont egyidejűleg beállítható a miniatűr optimális illeszkedés érdekében. A rögzítő Synpress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készült. A mikroszálas használatú lágy tapintású textil a belső és szőrtelen tartja a bőrt. A pánt szélé szintén lágy tapintatúak. A Push med vállrögztő Plus hagyományosan mosható.

INDIKACIONER

- Kravbenstraktur
- Lečba po (neúplnej) vyklúbení
- Lečba po (neúplnej) vyklúbení sternoklavikulárneho a akromioklavikulárneho kĺbu
- Kulcsosont törés
- (Részleges) ficamok utáni kezelés
- Az SC és AC ízület (részleges) ficam utáni kezelés
- Szabsettelt beavatkozásokat követő kezelés
- Perialtritis humeroscapularis
- Subkapitális humerusfraktúr
- Som bindel við mál hemiparés (öven nattetid)

Det finns inga kända rubningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dåligt blodcirkulation i lemmarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi.

Undvik att stå stödet för hårt spånt i början. Smärta är alltid en varningssignal. Hvis smerten vedvarer, eller symptomerne forværes, bør du konsultere din læge eller terapeut.

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítő nem lehet vagy nem ajánlatos viselni. Csökkent vérellátás végtagok esetében a rögzítő verbőgését okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztetés lehet. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvost.
PASSFORM / PLACERING
A välrlögrögztö finns i tre olika storlekar. För att välja rätt storlek mäter man omkretset 5 centimeter över armbågen för den hängande armbågen. Välj rätt stöd för ditt bröstmått med hjälp av tabellen på förpackningen. Rätt påtningssekvens framgår av de stängande symbolerna på kardborrebandet （）（）（）

A felhelyezés helyes sorrendjét a tépőzáron lévő növekvő jelek mutatják （）（）（）

- A. Lyft upp stödet med din friska arm, håll fast i axelbandets breda del.
- F. Put den berörte armen i taget samt huvudet genom öppningen.
- Förslut överarmbandet genom att dra bandet genom spännret och förslut det precis över armbågen （）。

Till den professionella personen, der leverer bandagen: För den inledande brug skal bandets bånd stilles i sin pågældende part en gang:

D1. Ställ in axelbandet på baksidan för att försäkra att bröstbandet ligger på samma höjd som överarmen

D2. Ställ sedan in bröstbandet så att det sitter tätt kring kroppen och känns behagligt för patienten.

- D. Förslut bröstbandet så att stödet sitter bekvämt （）。
- E. För in handen i handleds-/handremmen och försut den på axelbandet （）。
- F. Du kan förflytta handleds-/handremmen (åt vänster eller höger) på bröstbandet, eller dra i den (upp/nedåt), för att hitta bästa möjliga läge.

Placeringsinstruktioner om patienten ligger ned:

- Mått patientens hulva omkrets
- Multipluera detta med 2
- Ställ in bröstbandets omkrets på baksidan, med hjälp av spännret
- Öppna bröstbandet över pånsförslutningen
- Sätt på stödet

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

A rögzítő 30 °C-ig mosható, lágy textil programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt. Mossa előtt zárja a tépőzárakat, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyező. Egy óvatlan víznyelés programot használhat, ezután hagyja a rögzítőt szabad levegőn száradni (ne hőtörős kamrában vagy szárítógéppel). A rögzítő tisztartásának megelőzésére érdekében – amennyiben szükséges – szorosan meg kell tisztítani azt. A rögzítő eltarthatósági határideje életrökétől függ.

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos kórisméje szükséges.
- Push rögzítő csak sértelem börtületlen használható. A rögzítő használatát előtt a sérült börtülettel megfelelő anyaggal le kell fedni.
- A rögzítő akkor működik a leghatékonyabban, ha a megfelelő méretet választja. Vásárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét. A Push rögzítő felhelyezése során mindig a viselőre szabott méretű méretűre ismerteti Ömet. Jevaskáží, když ezť a termálníkčtozátětí larůja btoznožás helyen, jeho spēkčesť ezstén megteknehsie a fehelyezere vonatkož úsatisakčtož. Ha a termeký ezstén alitakalstí gnyvel, keressen fell a rögzítőkkel foglatkož szakemert.
- Haszalót mindkét nyílásnál ellenőrizze, hogy a Push rögzítő részén vagy varrásán nem látszanék-e a kopás vagy az eloregredés jelei. A Push rögzítő csak akkor tud optimálisan teljesítenyi nyílvaiban, ha a termék teljesen szereltlen.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić opaskę Push pod kątem oznak zużycia lub zesterzenia się elementów lub szwów. Opatrznie zdiagnozować opaskę Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest meryczony.
- В рамці кожного використання необхідно перевіряти наявність ознак зношування або пошкодження елементів конструкції або швів. Можливо діагностувати наявність ознак зношування або пошкодження елементів конструкції або швів, якщо продукт є гарантовано перевіреною.
- V prípade možného podráždení kůže se doporučuje nosit ortézu na oděvu.

A Push® er et registreret varemærke af Nea International bv

SVENSKA

PUSH MED-AXELSTÖD PLUS

INLEDNING

Push med-produkterna tillgodosear effektiva lösningar till behandling och förebyggelse av skador på bevægelsesapparatet.

Ditt nya axelstöd är ett Push med-produkt. Karakteristiskt för Push med-produkterna är högrgradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push med-axelstödet Plus säkerställer korrekt fixation och smärtminddring. Mekanismen stöd och ett stabilt axelläge ligger till grund för dess prestanda.

A Push med termékék újított hoznak, és a legnagyobb gondosságal készültek az OK részére. Az elküldött felhasználók érdekében elkövet a legnagyobb mértékű megelégedettségével. A Push med vállrögztö Plus használatát előtt gondosan olvassa el a termékajánlókat. Amennyiben bármilyen kérdésre van, kérjük forduljon viszonteladójához, vagy látogasson el a www.push.eu oldalra vagy küldjön e-mail-t az info@push.eu

PRODUKTKARAKTERISTIK

Ditt Push med-axelstö Plus består av fyra komponenter. Bröstremmen som fasts kring lägre delen av bröstroten eller ovanför midjan, utgör själva huvudkomponenten i stödet. Den här remmen behövs även för att se till att stödet passar form. »Snäbblåset» （） kan användas för att öppna och stänga bröstbandet och ställa in det för maximal komfort. Överarmremmen fästar överarmen så mycket som möjligt mot kroppen. För att förebygga axelabduktion. Det bekväma handleds-/handremmen håller armen fästad och stöttar den. Push med-axelstö Plus är extra bekvämt tack vare axelbandet som har tillfogats till stödet: detta band fixerar axelns ytterlagre och stöttar den drabbade axellen, samtidigt som den gör att du kan hålla handen på önskad höjd. Alla fixationspunkter kan justeras för sig, vilket möjliggör optimal passning under varje omställningssituation. Stödet är tillverkat av Synpress™ - ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofiber som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr. Bandens kant är också mjuka. Push med-axelstödet Plus vattvas på normalt sätt.

INDIKATIONER

- Knäckelfraktur
- Behandling efter (sub)luxation
- Behandling efter (sub)luxation av SC- eller AC-leddet
- Behandling efter operation
- Humeroskapulär periartit
- Subkapitäl humerusfraktur
- Som bindel við mál hemiparés (öven nattetid)

Det finns inga kända rubningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dåligt blodcirkulation i lemmarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att stå stödet för hårt spånt i början. Smärta är alltid en varningssignal. Hvis smerten vedvarer, eller symptomerne forværes, bør du konsultere din læge eller behandler.

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítő nem lehet vagy nem ajánlatos viselni. Csökkent vérellátás végtagok esetében a rögzítő verbőgését okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A felhelyezés helyes sorrendjét a tépőzáron lévő növekvő jelek mutatják （）（）（）

Alle kardborreband som är märkta med symboler måste öppnas, de andra ska vara stängda.

- A. Lyft upp stödet med din friska arm, håll fast i axelbandets breda del.
 - F. Put den berörte armen i taget samt huvudet genom öppningen.
 - Förslut överarmbandet genom att dra bandet genom spännret och förslut det precis över armbågen （）。
- Till den professionella personen, der leverer bandagen: För den inledende brug skal bandets bånd stilles i sin pågældende part en gang:*
- D1. Ställ in axelbandet på baksidan för att försäkra att bröstbandet ligger på samma höjd som överarmen**
- D2. Ställ sedan in bröstbandet så att det sitter tätt kring kroppen och känns behagligt för patienten.**
- D. Förslut bröstbandet så att stödet sitter bekvämt （）。
 - E. För in handen i handleds-/handremmen och försut den på axelbandet （）。
 - F. Du kan förflytta handleds-/handremmen (åt vänster eller höger) på bröstbandet, eller dra i den (upp/nedåt), för att hitta bästa möjliga läge.

Placeringsinstruktioner om patienten ligger ned:

- Mått patientens hulva omkrets
- Multipluera detta med 2
- Ställ in bröstbandets omkrets på baksidan, med hjälp av spännret
- Öppna bröstbandet över pånsförslutningen
- Sätt på stödet

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Stödet kan tvättas vid temperaturer på upp till 30 °C - antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Det rekommenderas. Stång kardborrebandsförslutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten. Lättare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på torr- – helst utomhus (häng det inte nära en värmeållka och torka det torra i en torktumlare). Stödet håller längre om du alltid låter det torka efter användning innan du tvättar igen under det.

VIKTIGT