

PUSH MED ANKLE BRACE

INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions for the treatment and prevention of injuries of the loconotor apparatus. Approved by physicians and scientists.

Your new ankle brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med ankle brace increases ankle stability and helps control pain. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good position retention constitute the base of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med ankle brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med ankle brace offers a high level of support and protection during the treatment or prevention of ankle injuries. It can be used in a wide range of cases and conditions. The combination of a zip and hook and loop fastening ensures that the sock can be fitted easily. Non-elastic straps can be used to set the pronation and supination limits, without any impediments for walking. The elastic straps with heel-lock, according to the functional tape concept, offer individually adjustable compression around the ankle. The silicone application on the inside of the bracket stimulates the ankle's proprioception. This is done to anticipate an imminent trauma.

The ankle brace has a perfect fit and can be worn in practically any shoe. Comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas such as the instep and the heel.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med ankle brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Moderate to serious instability
- Acute lateral ankle ligament trauma
- Stable ankle fracture
- Follow-up treatment of ankle fractures
- Posturgical treatment of ligament injuries or fractures
- Capsular irritation
- Tendinitis
- Arthrosis with instability
- Secondary prevention of ankle ligament trauma
- Impingement (capsular clamping; anterior and posterior)
- Football ankle

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The ankle brace is available in 5 sizes. Position the foot at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then measure the circumference around the heel and the instep of the foot, as shown in the illustration on the packaging. The table on the packaging shows the correct brace size for your foot.

- A. Slide the base around your foot, making sure it fits snugly. Keep the foot at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then close the zip and the elastic fastening at the front.
- B. Close the non-elastic straps crosswise across the instep. The correct fitting sequence is determined by the increasing molecule symbols on the hook and loop fasteners.
- C. The elastic straps are wound around the foot in the shape of the figure 8. Start by tensioning the heel-lock. Position the strap diagonally across the instep in the direction of the inner foot. Then pull the strap underneath the foot towards the outside and diagonally across the instep to the inside of the lower leg.
- D. Close the elastic strap with a single wrap around the lower leg.
- E. Tension the heel-lock of the second strap. Position the strap diagonally across the instep in the direction of the outer foot.
- F. Then pull the strap underneath the foot towards the inside and diagonally across the instep to the outside of the lower leg.
- Close the elastic strap with a single wrap around the lower leg.

WASHING INSTRUCTIONS



Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry. Close the brace can be washed at temperatures up to 30 °C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used; after this, hang the brace up to dry in the open air (without heating source or in a tumble dryer).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.



04/2020
1 2039-20 7 /

Made in the EU

www.push.eu

The Netherlands
6199 AB Maasrecht-Airport



Nea International BV
European 31

2.20.1



MED

ANKLE BRACE


KNÖCHELBRANDAGE

CHEVILLÈRE

ENKELBRACE

CAVIGLIERA

TOBILLERA



PRODUCT INFORMATION

PUSH MED KNÖCHELBRANDAGE

EINLEITUNG

Push med Produkte bieten wirksame Lösungen zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen des Bewegungsapparates. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Knöchelbandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Knöchelbandage bietet verbesserte Stabilität und verlicht eventuelle Schmerzen. Die mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und gute Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedeneren Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Knöchelbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Knöchelbandage bietet hohe Unterstützung und Schutz bei der Behandlung oder Vorbeugung von Knöchelverletzungen. Sie kann bei verschiedenen Indikationen eingesetzt werden. Die Verbindung von Reilverschluss und Klettverschluss gewährleistet, dass die Bandage einfach anzulegen ist. Zur Begrenzung von Pronation und Supination werden unelastische Bänder verwendet, die das Laufen nicht beeinträchtigen. Die elastischen Bänder mit dem integrierten Ferseverschluss werden nach dem funktionellen Tape-Konzept angelegt und bieten eine individuell anpassbare Kompression rund um den Knöchel. Der Silikonersatz auf der Innenseite stimuliert die Propriozeption im Sprunggelenk. Dies dient der Vorbeugung eines drohenden Traumas.

Die Knöchelbandage passt sich perfekt an und kann praktisch in jedem Schuh getragen werden. „Komfortzonen“ aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen wie Sehnen und Ferse eingebaut.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Knöchelbandage ist leicht anzulegen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Mäßige bis schwere Instabilität
- Akute laterale Knöchelbänderläsion
- Stabile Knöchelfraktur
- Nachbehandlung von Knöchelfrakturen
- Postoperative Behandlung bei Bänderverletzungen oder Frakturen
- Kapselirritationen
- Sehnenentzündung
- Arthrose mit Instabilität
- Sekundärprävention bei Knöchelbänderläsion
- Zusammenstoß (Kapselblenkung; vorher und danach)
- Fußballknöchel
- Voetballersenkjel

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung in den Gliedern kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfanglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

AMMESSEN/ANLEGEN

Die Knöchelbandage ist in 5 Größen erhältlich. Positionieren Sie den Fuß in einem 90° Winkel zum Unterschenkel. Messen Sie anschließend den Umfang um Ferse und Spann des Fußes, wie in der Abbildung auf der Verpackung gezeigt. Die Tabelle auf der Verpackung zeigt die richtige Größe für Ihren Fuß an.

- A. Schließen Sie die Einlage um Ihren Fuß und verriegeln Sie sich, dass sie gut sitzt. Halten Sie den Fuß in einem 90° Winkel zum Unterschenkel. Schließen Sie anschließend den Reilverschluss und die Gummibefestigung an der Vorderseite.
- B. Schließen Sie die unelastischen Bänder diagonal über den Spann. Der korrekte Reihenfolge wird durch die zunehmende Molekülsymbole auf dem Klettverschluss festgelegt.
- C. Die elastischen Bänder werden in Form einer '8' um den Fuß gewickelt. Beginnen Sie mit dem Spannen des Ferseverschlusses. Bringen Sie das Band in Richtung des Innenfußes diagonal über den Spann an. Ziehen Sie anschließend das Band unter dem Fuß nach außen und diagonal über den Spann zur Innenseite des Unterschenkels.
- D. Schließen Sie das elastische Band, indem Sie es um den Unterschenkel wickeln.
- E. Spannen Sie den Ferseverschluss des zweiten Bandes. Bringen Sie das Band in Richtung des Außenfußes diagonal über dem Spann an.
- F. Ziehen Sie anschließend das Band unter dem Fuß nach innen und diagonal über den Spann zur Außenseite des Unterschenkels. Schließen Sie das elastische Band, indem Sie es um den Unterschenkel wickeln.

WASCHHINWEISE



Avant le nettoyage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger l'orthèse et éviter l'ingé.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30 °C, fijne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push braces sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie die Größe vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 inzake medicinale hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden naar de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv

Für Informationen zum Vertreter in Ihrem Land siehe bitte unsere Website www.push.eu/distributors

PUSH MED ENKELBRACE

WOORD VOORAF

Push med producten bieden effectieve oplossingen binnen de behandeling en het voorkomen van letsels van het bewegingsapparaat. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe enkelbrace is een Push med product, een voer gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Enkelbrace biedt verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiehoudbout staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en werden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheit en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden klant.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Enkelbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push med Enkelbrace biedt een hoge mate van ondersteuning en bescherming tijdens de behandeling of preventie van enkelletsel. Inzetbaar op een breed scala van indicaties en gebruiksmomenten. De combinatie van een ritss en klettbandensluiting zorgt ervoor dat de sok gemakkelijk kan worden aangeetrokken. Door middel van niet-elastische banden kan de pronatie- en supinatiebeperking worden ingesteld, zonder het lopen te belemmeren. De elastische banden met geïntegreerde heel-lock, volgens functioneel tape-concept, bieden individueel instelbare compressie rond het enkelgewricht. De siliconenapplicatie aan de binnenkant van de brace prikkelt de proprioceptie van het enkelgewricht. Hierdoor wordt op een dreigend trauma geadverteerd.

De enkelbrace kent een uitstekende pasvorm en past moeiteloos in vrijwel elke schoen. Rond kwetsbare gebieden als vrees en hiel zijn zip, comfortzones ingebouwd door middel van gepolstert materiaal.

De brace is vervaardigd uit Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Enkelbrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Matige tot ernstige instabiliteit
- Fractura stablie di cheville
- Stabile enkelfractuur
- Naebhandeling van enkelfracturen
- Traitement post-opératoire di blessures ou di des fractures des ligaments
- Postoperative behandeling van bandletsel of fracturen
- Kapselirritatie
- Tendinite
- Peesontsteking
- Arthrose avec instabilité
- Prévention secondaire d'un traumatisme des ligaments di la cheville
- Secundaire preventie van een enkelbandletsel
- Impingement (kapselinklemming; anterieur en postérieur)
- Voetballersenkjel

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwng leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstekst. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelende arts of therapeut te raadplegen.


AANMETEN / AANLEGGEN

De enkelbrace is verkrijgbaar in 5 maten. Plaats de voet in een hoek van 90 graden t.o.v. het onderbeen. Meet vervolgens de omtrek rond de hak en de wreef van de voet zoals aangegeven in de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste breedtemaat behorende bij uw voetsmetrik.

- A. Sluit de basis om de voet, zodat deze goed aansluit. De voet dient in 90 graden t.o.v. de wreef te worden gehouden. Sluit vervolgens de ritss en de elastische sluiting aan de voorzijde.
- B. Sluit de niet-elastische banden kruislings over de wreef. De juiste aanlegvolgorde wordt bepaald door de oplopende molecuulsymbolen op het klettbandje.
- C. De elastische banden worden in een 8-vorm om de voet gewikkeld. Start met het opspanning brengen van de heel-lock. Leg de band diagonaal over de wreef richting binnezijde voet aan.
- D. Vervolgens onder de voet door naar de buitenzijde en diagonaal over de wreef naar de binnenkant van het onderbeen.
- D. Sluit de elastische band met één wikkeling rond het onderbeen.
- E. Breng de heel-lock van de tweede band op spanning. Leg de band diagonaal over de wreef richting binnezijde voet aan.
- F. Vervolgens onder de voet door naar de binnezijde en diagonaal over de wreef naar de buitenkant van het onderbeen.

Sluit de elastische band met één wikkeling rond het onderbeen.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger l'orthèse et éviter l'ingé.

L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé; ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (sans prise d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les orthèses Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille d'orthèse adéquate. Essayez donc l'orthèse avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel de votre revendeur ou expliqueur la mesure manuelle de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avance.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre orthèse Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre orthèse Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- En el kader van de EU verordening 2017/745 inzake medicinale hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden naar de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International bv

Voor gegevens van de distributeur in uw land verwijzen we naar: www.push.eu/distributors

CHEVILLÈRE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Vostra nuova cavigliera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La cavigliera Push Med aumenta la stabilità della caviglia aiutando a controllare il dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza e una maggiore libertà di movimento. Ciò allo garantisce un uso senza preoccupazioni.

Para un mejor aprovechamiento de la información su producto prima de rivolgerli al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Voire chevillère Push med offre un haut niveau de soutien et de protection durant le traitement ou la prévention des blessures à la cheville. Elle peut être utilisée dans toute une série de cas et de conditions. Une fermeture éclair combinée à une fermeture à crochets et à crochets permet d'enfiler facilement la chaussette. Des bandes non-élastiques permettent être utilisées pour limiter la pronation et la supination, sans que cela n'empêche en rien la flexion. La bande élastique avec bloque-talon intégré, fonctionnant selon le concept de la bande fonctionnelle, exerce une pression réglable individuellement autour de la cheville. L'application de silicone sur l'intérieur de la chevillère stimule la proprioception de la cheville. Son effet est d'anticiper un trauma imminent.

La chevillère s'adapte parfaitement et peut être portée avec pratiquement n'importe quelle chaussure. Des zones apaisées « bandes de confort » ont été matériellement apportées autour des zones vulnérables telles que le cou-de-pied et le talon.

L'orthèse est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibrres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La chevillère Push med est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INDICATIONS

- Instabilité modérée à grave
- Traumatisme aigu des ligaments latéraux di la cheville
- Fractura stabile di la cheville
- Traitement de suivi di fractures di la cheville
- Traitement post-opératoire di blessures ou di des fractures des ligaments
- Irritation capsulaire
- Tendinite
- Arthrose avec instabilité
- Prévention secondaire d'un traumatisme des ligaments di la cheville
- Coincement (blocco capsulaire; antérieur et postérieur)
- Caviglia di footballer

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de l'orthèse. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une orthèse peut provoquer une hyperémie. Evitez de serer l'orthèse trop ad début. Le dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La chevillère est disponible en 5 tailles. Placez le pied fêché à 90° par rapport à la jambe. Ensuite, mesurez la circonférence autour du talon et du cou-de-pied, comme illustré sur l'illustration sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre pied.

- A. Cliquez la base autour de la voet, zodat deze goed aansluit. De voet dient in 90 graden t.o.v. de wreef te worden gehouden. Sluit vervolgens de ritss en de elastische sluiting aan de voorzijde.
- B. Fermez les bandes non-élastiques de manière transversale de part et d'autre du cou-de-pied. L'ordre d'ajustage correct est déterminé par les symboles de molécule croissants sur les fermetures à boucles et à crochets.
- C. Les bandes élastiques sont enroulées autour du pied en formant un « 8 ». Commencez par tendre le bloque-talon. Placez la bande diagonalement d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'intérieur du pied. Ensuite, tirez la bande sous le pied vers l'extérieur et en diagonale d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'intérieur de la jambe.
- D. Fermez la bande élastique en ne faisant qu'un seul tour autour de la jambe.
- E. Tendez le bloque-talon de la deuxième bande. Placez la bande diagonalement d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'extérieur du pied.
- F. Ensuite, tirez la bande sous le pied vers l'intérieur et diagonalement d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'extérieur de la jambe. Fermez la bande élastique en ne faisant qu'un seul tour autour de la jambe.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Prima del lavaggio, chiudete le chiusure a ganco e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30 °C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggiante.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendere il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- A utilização adequada do produto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapeuta.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutori prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificare sempre che non presenti segni di usura o di investimento di componenti o cuciture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave natura occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse: www.push.eu/distributors

CAVIGLIERA PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push Med offrono soluzioni efficaci per il trattamento e la prevenzione di lesioni all'apparato locomotore. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La vostra nuova cavigliera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La cavigliera Push Med aumenta la stabilità della caviglia aiutando a controllare il dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza e una maggiore libertà di movimento. Ciò allo garantisce un uso senza preoccupazioni.

Per un miglior aprovechamiento de la información su producto prima di rivolgerli al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La tobillera Push med offre un alto livello di sostegno e protezione nel trattamento e nella prevenzione di lesioni alla caviglia. Il prodotto può essere utilizzato in svariati casi e situazioni. La cerniera e la chiusura a ganco e occhioello consentono di indossare il calzino senza alcun problema. Per fissare i limiti di pronazione e supinazione si possono utilizzare cinghie non elastiche, che non costringono il piede ad un movimento di pronazione e supinazione. Le cinghie elastiche con dispositivo integrato di bloccaggio del tallone, secondo il concetto del bendaggio funzionale, offrono una compressione regolabile individualmente intorno alla caviglia.

L'applicazione di silicone all'interno del supporto stimola la propriocezione della caviglia. Ciò consente di anticipare un trauma imminente.

