

LIGADURA DE RÓTULA PUSH MED

INTRODUÇÃO

Os produtos Push med oferecem soluções eficazes no caso de uma desordem ou limitação de funcionamento do aparelho locomotor.

A sua nova ligadura de rótula é um produto Push med, caracterizado por um elevado nível de eficácia, conforto e qualidade. A ligadura de rótula Push med melhora o funcionamento e proporciona alívio da dor. Tal permite aumentar a resistência física. O apoio mecânico, a pressão ajustável e uma boa capacidade de manutenção da posição constituem a base do seu desempenho.

Os produtos Push med são inovadores e fabricados com todos os cuidados. Tal permite-nos assegurar a máxima segurança e uma maior liberdade de movimentos. Para promover uma utilização satisfatória.

Leia atentamente as informações relativas ao produto antes de usar a ligadura de rótula Push med. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor ou envie um e-mail para info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A ligadura de rótula Push med aplica pressão local no tendão do jarrete e apoia a rótula. Tal permite aliviar a inserção do músculo da coxa e reduzir a força de tração na perna.

A almofada é constituída por um polímero elástico e compatível com a pele. O elemento sintético por baixo da almofada assegura uma distribuição uniforme da pressão.

Um ajuste anatómico correto e o material da almofada contribuem para que a ligadura permaneça no lugar ao caminhar. A ligadura é feita de Sympress™, um material confortável de alta qualidade. A utilização de microfibras produz uma sensação de suavidade no interior e conserva a pele seca.

A ligadura de rótula Push med é fácil de aplicar e pode ser lavada sem qualquer problema.

INDICAÇÕES

- Tendinite do tendão do jarrete
- Doença de Osgood-Schlatter
- Síndrome dolorosa patelo-femoral
- Subluxação/hipermobilidade da articulação tibioficular proximal

Não há desordens conhecidas em que a ligadura não possa ou não deva ser usada. No caso de má circulação nos membros, a cincha patelar pode causar hipermemia. Evite apertar demasiado a ligadura no início.

A dor é sempre um sinal de aviso. Se a dor persistir ou as queixas se agravarem, é aconselhável consultar o seu médico ou terapeuta.

DETERMINAÇÃO DO TAMANHO / APLICAÇÃO

A ligadura de rótula está disponível num tamanho único. As medidas variam de 28 a 45 centímetros.

Assegure-se de que o ponto de pressão da ligadura (ao nível do logótipo) fica imediatamente por baixo da rótula.

Aperte a faixa ajustável e feche-a.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Para garantir a higiene e maximizar a vida útil da ligadura, é importante lavá-la regularmente seguindo as instruções de lavagem.

Se não for utilizar a ligadura durante algum tempo, recomenda-se que lave e seque a ligadura antes de a guardar.

Antes de lavar, aperte as faixas autocalentes, para proteger a ligadura e outras peças de roupa.

A ligadura pode ser lavada a temperaturas até 30 °C, num programa para tecidos delicados ou à mão. Não utilize agentes branqueadores.

Pode ser usado um ciclo de centrifugação moderado: em seguida, pendure a ligadura a secar ao ar livre (não nas proximidades de uma fonte de calor nem num secador).

IMPORTANTE

- A utilização adequada da ligadura Push pode exigir diagnóstico por um médico ou terapeuta.
- As ligaduras Push foram desenvolvidas para serem utilizadas em pele sem lesões cutâneas. A pele com lesões cutâneas deve ser primeiramente protegida com material adequado.
- O pessoal profissional do seu revendedor explicará a melhor maneira de ajustar a ligadura Push. Recomendamos que guarde estas informações relativas ao produto num local seguro, para poder consultar e as instruções de colocação sempre que necessário.
- Consulte um especialista em ligaduras se o produto requerer adaptação individual.
- Verifique sempre a ligadura Push antes de a utilizar, procurando sinais de desgaste ou envelhecimento dos componentes e costuras. O desempenho ideal da sua ligadura Push só pode ser garantido se o produto estiver intacto.
- No âmbito do regulamento da UE 2017/745 relativo a dispositivos médicos, o utilizador deve comunicar qualquer incidente grave envolvendo o produto ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador reside.



CINCHA PATELAR PUSH MED

INTRODUCCIÓN

Los productos Push med aportan soluciones en el caso de lesiones o limitaciones del aparato locomotor.

La nueva cincha patelar es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. La cincha patelar Push med mejora el funcionamiento y alivia el dolor. Esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto asegura el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos.

Para un mejor aprovechamiento de su uso lea atentamente la información del producto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La cincha patelar Push med aplica una presión local sobre la parte de atrás de la rodilla apoyando la rótula. Con esto se alivia la inserción del músculo della coxica reduciendo la fuerza tractiva que se ejerce sobre la pierna.

El almohadillo es constituido por un polímero elástico compatible con la piel. El elemento de soporte sintético que se encuentra bajo el almohadillado asegura una distribución uniforme de la presión.

Un adecuado ajuste anatómico, junto con el material que sirve de almohadillado, contribuyen a que la cincha patelar no se mueva al caminar. La cincha patelar está hecho de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca.

La cincha patelar Push med es fácil de colocar y se puede lavar sin problemas.

INDICACIONES

- Tendinitis del tendón rotuliano.
- Enfermedad de Osgood-Schlatter.
- Síndrome de dolor femorrotuliano.
- Articulación tibioeporoal proximal por subluxación/hipermovilidad.

No se conocen trastornos que impidan el uso de la cincha patelar. En caso de problemas de circulación en los miembros, la cincha patelar puede provocar hipermemia. Evítese su aplicación excesivamente apretado al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

La cincha patelar se encuentra disponible en 1 talla. La gama de medidas va de los 28 a los 45 centímetros.

Asegúrese de que el punto de presión de la cincha patelar (al nivel del logo) está situado inmediatamente debajo de la rótula.

Tense la banda ajustable y ciérrala.

INSTRUCCIONES PER IL LAVAGGIO



Per garantire l'igiene e massimizzare la durata del tutore, è importante lavarlo periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non va a usar la cincha patelar in un tempo, es aconsejable que la lave y la seque antes de guardarla.

Antes de proceder con el lavado, abrahe los cierres de gancho y lazo para proteger la cincha patelar y otras prendas.

Se puede lavar hasta una temperatura de 30 °C en un programa de tejidos delicados o bien a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.

Se puede usar un centrifugado suave. Después tienda la cincha patelar para que se seque al aire (nunca cerca de una fuente de calor o con una secadora).

IMPORTANTE

- Para un correcto uso de la cincha patelar, solicite el diagnóstico de un médico o un fisioterapeuta.
- Los cinchas patelares Push han sido diseñados para ponérselos sobre una piel sin heridas. En caso de tener alguna herida, primero hay que proteger la piel con material adecuado.
- El personal profesional de su distribuidor le explicará la mejor forma de ajustarse la cincha patelar Push. Es recomendable guardar la información de este producto en un lugar seguro, para poder consultar las instrucciones de ajuste cuando lo necesite.
- Consulte a un especialista en este tipo de productos si necesita una adaptación personal.
- Revise su cincha patelar Push cada vez que vaya a ponérsela, por si tuviera indicios de desgaste o envejecimiento de los componentes o las costuras. El rendimiento óptimo de su cincha patelar Push solo puede garantizarse si el producto está completamente intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que viva.

SUPPORTO ROTULEO PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push med offrono soluzioni efficaci in caso di disturbi o di deficit funzionale dell'apparato locomotore.

Il vostro nuovo supporto rotuleo è un prodotto Push med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, comfort e qualità. Lo supporto rotuleo Push med migliora la funzionalità fornendo sollievo dal dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantirne un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare lo supporto rotuleo Push med, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domanda e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo supporto rotuleo Push med esercita una pressione locale sul tendine del ginocchio sostenendo la rotula. Ciò alleggerisce l'inserzione del muscolo della coscia riducendo la forza di trazione sulla gamba.

L'almohadillato è costituito da un polimero elastico compatibile con la pelle ed elastico. L'elemento di immobilizzazione sintettico sotto l'imbottitura assicura una distribuzione uniforme della pressione.

Un adeguato ajuste anatomico, junto con el material que sirve de almohadillado, contribuyen a que la cincha patelar no se mueva al caminar. La cincha patelar está hecho de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca.

Lo supporto rotuleo Push med è facile da applicare e può essere lavato senza alcun problema.

INDICAZIONI

- Tendinite del tendine rotuleo
- Malattia di Osgood-Schlatter
- Síndrome de dolor femoro-patelare
- Subluxazione/hipermobilità dell'articolazione tibio-fibulare proximale

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare ipermemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE DIMENSIONI/LA GIUSTA TAGLIA

Il supporto rotuleo è disponibile in un'unica taglia. Le misure variano da 28 a 45 centimetri.

Assicuratevi che il punto di pressione del prodotto (al livello del logo) sia situato immediatamente sotto la rotula.

Tendete la cinghia regolabile e chiudetela.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la bande patellaire, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si la bande patellaire n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavaggio, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le produit et gli altri capi da lavare.

La bande patellaire peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la bande patellaire à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

IMPORTANTE

- L'utilisation appropriée de la bande patellaire Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les bandes patellaires Push sont prévues pour être portées sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bande patellaire Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la bande patellaire à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre bande patellaire Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe d'usage ou de vieillissement des éléments et des coutures. L'efficacité de votre bande patellaire Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

BANDE PATELLAIRE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur.

Votre nouvelle bande patellaire est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La bande patellaire Push med améliore fonctionnelliè et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Son fonctionnement est basé sur le soutien mécanique, la pression réglable et le bon maintien de la position.

Les produits Push med sont innovants et fabriqués pour vous avec le plus grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet de satisfaire de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la bande patellaire Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La bande patellaire Push med exerce une pression locale sur le tendon rotulien et soutient la rotule. Cela soulage l'insertion du muscle de la cuisse tout en diminuant la force de traction sur la base de la jambe.

Le rembourrage est constitué d'un polymère élastique doux pour la peau. L'élément de soutien synthétique sous le rembourrage garantit une distribution uniforme de la pression.

Un ajustement anatomique approprié, associé à la matière du rembourrage, permet à la bande de rester en place lorsque vous marchez. La bande patellaire est fabriquée en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibras donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche.

La bande patellaire Push med est facile à appliquer et se lave sans précaution particulière.

INDICATIONS

- Tendinite du tendon rotulien
- Maladie d'Osgood-Schlatter
- Syndrome de douleur femoro-patellaire
- Subluxation / hypermobilité de l'articulation tibio-fibulaire proximale

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la bande patellaire. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une bande patellaire peut provoquer une hyperémie. Évitez de serrer la bande patellaire trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTEMENT

La bande patellaire est disponible en une seule taille. Les mesures varient de 28 à 45 centimètres.

Assurez-vous que le point de pression de la bande patellaire (au niveau du logo) est situé directement sous la rotule.

Tendez la bande réglable et fermez-la.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la bande patellaire, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si la bande patellaire n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavaggio, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le produit et gli altri capi da lavare.

La bande patellaire peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la bande patellaire à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe geëigend middel afgedekt te zijn.
- Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-ldstaat waar de gebruiker is gevestigd.

PUSH MED PATELLABRACE

WOORD VOORAF

Les produits Push med offrent des solutions en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur.

Uw nieuwe patellaibrace is een product Push med met product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Patellaibrace biedt verbeterde functie en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor verhoogd. Mechanische steun, instelbare druk en een goed postiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Patellaibrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De Push med Patellaibrace biedt lokale druk op de kniepees en ondersteunt de patella. Dies ontlastend de Einsatz des Oberschenkelmuskels und reduziert die Zugkraft auf den Unterschenkel.

De Pelotte bestaat aus einem hautverträglichem und elastischen Polymer. Das synthetische Bandenelement unterhalb der Pelotte gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Drucks.

Ein gutes anatomisches Passform und das Material der Pelotte tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochwertigen, komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken.

Die Push Med Patellaibrace ist leicht anzubringen und kann problemlos gewaschen werden.

INDICATIONS

- Tendinitis der Kniesehne
- Osgood-Schlatter Krankheit
- Patella-Femoraleis-Syndrom
- Subluxation/Hypermobilität proximale Tibiofibulargewicht
- Subluxate/hypermobilität proximale tibiofibuläre gewicht

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwing leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstek. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De patellaibrace is verkrijgbaar in 1 maat. Het maatbereik loopt van 28 tot 45 centimeter.

Zorg ervoor dat het drukpunt van de brace (ter hoogte van het logo) direct onder de knieschijf wordt aangelegd.

Breng de instelbare band op de juiste spanning en sluit deze.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30 °C, fjne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht ge centrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

PUSH MED PATELLABANDAGE

EINLEITUNG

Push Med Produkte bieten Lösungen bei Funktionsstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates.

Ihre neue Patellaibrace ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Patellaibrace bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Dies steigert die Körperkraft. Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Patellaibrace verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Push Med Patellaibrace übt lokalen Druck auf die Kniesehne aus und unterstützt die Patella. Dies entlastend den Einsatz des Oberschenkelmuskels und reduziert die Zugkraft auf den Unterschenkel.

Die Pelotte besteht aus einem hautverträglichem und elastischen Polymer. Das synthetische Bandenelement unterhalb der Pelotte gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Drucks.

Eine gute anatomische Passform und das Material der Pelotte tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochwertigen, komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken.

Die Push Med Patellaibrace ist leicht anzubringen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Tendinitis der Kniesehne
- Osgood-Schlatter Krankheit
- Patella-Femoraleis-Syndrom
- Subluxation/Hypermobilität proximale Tibiofibulargelenk

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung in den Gliedern kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfanglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Patellaibrace ist in einer Größe für einen Unterschenkelumfang von 28 bis 45 Zentimeter erhältlich.

Vergewissern Sie sich, dass der Bandagendruckpunkt (auf Höhe des Logos) unmittelbar unter der Knie Scheibe liegt.

Spannen Sie das justierbare Band und schließen Sie es.

WASCHWEISE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocknen zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und die restliche Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30 °C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten

