
Gebrauchsanleitung

Instructions for use

ofa[®]

Produktinformationen und Gebrauchsanweisung - online
Product information and instructions for use - online



dynamics[®]

ROM Knieschiene

REF 44 6027

EN ROM Knee Splint

NL ROM-kniepalk

IT Stecca per Ginocchio ROM



deutsch	4
english	5
nederlands	7
italiano	9

Anziehanleitung

Bilder zur Anziehanleitung finden Sie in der Innenseite (2) am Anfang der Broschüre.

1 Zum Anlegen des Produkts öffnen Sie alle Klettverschlüsse sowie die Textilmanschetten. Bitte beachten Sie beim Anlegen, dass die Manschetten nach unten hin enger werden. Legen Sie die Schiene so von hinten an das Bein an, dass die ROM-Gelenke auf Höhe der Kniemitte positioniert sind.

2 Verschließen Sie nun zunächst die breite Manschette am Unterschenkel, dann die am Oberschenkel. Danach schließen Sie die beiden schmalen Manschetten.

3 Anschließend verschließen Sie die Klettbänder in derselben Reihenfolge, indem Sie sie jeweils durch die vorgesehene Öse ziehen und festkletten. Zum Schluss können Sie, wenn nötig, die Manschetten und Klettverschlüsse nachjustieren, bis die Schiene optimal sitzt. Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt fest, aber nicht zu eng anliegt, um Abschnürungen zu vermeiden.

**Anpassung der ROM Knieschiene
(nur durch Fachpersonal)** siehe Bilder Seite 2

A Die ROM Knieschiene wird durch geschultes Fachpersonal individuell für Sie angepasst. Die Länge der seitlichen Schienen lässt sich an Ober- und Unterschenkel in jeweils fünf Stufen einstellen. Dazu wird der ovale, graue Knopf gedrückt gehalten und die Schiene wie gewünscht verkürzt oder verlängert.

B Zum Einstellen der ROM-Gelenke lässt sich die transparente Abdeckung drehen und öffnen, indem die Verschlussklappe nach außen geschoben und aufgeklappt wird. Mithilfe der Metallstifte werden Flexion und Extension justiert. Beide Gelenke sind immer gleich einzustellen. Nach dem Anpassen wird die Öffnung der Abdeckung wieder geschlossen.

Zweckbestimmung

Das Produkt ist zur Stabilisierung sowie zur kompletten oder teilweisen Immobilisierung des Kniegelenks vorgesehen. Stabilisierungsstäbe aus Metall und ein einstellbares Gelenk limitieren die Freiheitsgrade des

Kniegelenks.

⚠ Wichtige Hinweise






- Das erstmalige Anpassen und Anlegen des Produkts sowie die Einweisung in den sachgemäßen, sicheren Gebrauch muss durch geschultes, medizinisches/orthopädisches Fachpersonal erfolgen.
- Das Produkt darf nur für die nebenstehenden Indikationen eingesetzt werden.
- Achten Sie auf einen korrekten Sitz des Produkts und überprüfen Sie es vor jedem Gebrauch auf Funktionstüchtigkeit, Verschleiß und Beschädigungen (z.B. Brüche, Risse oder Verformungen). Ein beschädigtes Produkt darf nicht mehr getragen werden.
- Tragen Sie das Produkt direkt auf der Haut. Es darf nur auf intakter Haut getragen werden. Soll es in Kombination mit anderen Produkten getragen werden, holen Sie sich vorher ärztlichen Rat ein.
- Sofern nicht anders verordnet, sollte das Produkt während längerer Ruhezeiten (z.B. beim Schlafen) abgelegt werden.
- Sollten während des Tragens ein unangenehmes Gefühl, stärkere Schmerzen oder andere Beschwerden auftreten, legen Sie das Produkt ab und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder holen Sie sich ärztlichen Rat ein.
- Wir prüfen unsere Produkte im Rahmen einer umfassenden Qualitätssicherung. Sollten Sie dennoch Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Pflegehinweise

- Das Produkt sollte vor dem ersten Gebrauch und danach regelmäßig gereinigt werden.
- Lösen Sie zum Waschen die abnehmbaren Polster von den Schienen. Bitte achten Sie dabei darauf, dass die Klettstreifen auf den Schienen nicht mit abgezogen werden. Die Schienen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie alle Klettverschlüsse und waschen Sie das Textil bei maximal 30° C von Hand. Verwenden Sie dazu Feinwaschmittel ohne Weichmacher (z. B. Ofa Clean Spezialwaschmittel) und spülen Sie das Produkt gut aus.
- Bringen Sie das Produkt in Form und lassen Sie es

- an der Luft trocknen.
- Um die Qualität Ihres Produktes zu erhalten, verwenden Sie bitte keine chemischen Reinigungsmittel, Bleichmittel, Benzin oder Weichspüler. Tragen Sie im Anwendungsbereich keine fett- oder säurehaltigen Mittel, Salben oder Lotionen auf die Haut auf. Diese Substanzen können das Material angreifen.
 - Lagern Sie das Produkt trocken und geschützt vor Sonne und Hitze möglichst in der Originalverpackung.

Pflege

-  Handwäsche
-  Nicht bleichen
-  Nicht im Trockner trocknen
-  Nicht bügeln
-  Nicht chemisch reinigen

Kein Weichspüler!

Meldepflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Indikationen

- Nach Verletzungen oder Operationen zur Ruhigstellung des Kniegelenks mit anschließender Mobilisierung in definierten Bewegungsumfängen

Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Anwendung sind bisher keine Nebenwirkungen auf den gesamten Körper bekannt. Liegt das Produkt jedoch zu fest an, kann es örtliche Druckscheinungen verursachen oder Blutgefäße und Nerven einengen.

Kontraindikationen

- Bei folgenden Fällen sollten Sie vor Anwendung des Produktes ärztlichen Rat einholen:
- Hauterkrankungen oder -verletzungen im Anwen-

- dungsbereich, insbesondere bei Entzündungszeichen wie Rötung, Erwärmung oder Schwellung
- Empfindungs- und Durchblutungsstörungen im Anwendungsbereich
- Lymphabflussstörungen sowie nicht eindeutige Schwellungen

Materialzusammensetzung

- 45 % Nylon
- 21 % Aluminium
- 15 % Stahl
- 8 % PU-Schaum
- 6 % Polyester
- 3 % Baumwolle
- 2 % POM
- Silikon

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt nach Nutzungsende entsprechend der örtlichen Vorgaben.

Gewährleistung

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege beträgt die Nutzungsdauer des Produktes sechs Monate. Das Produkt ist sorgfältig gemäß dieser Gebrauchsanleitung zu behandeln. Ein unsachgemäßer Gebrauch oder unsachgemäße Veränderungen am Produkt können die Leistung, die Sicherheit und die Funktionstauglichkeit des Produktes beeinträchtigen und führen zum Ausschluss von Ansprüchen. Das Produkt ist so konzipiert, dass es der Versorgung eines Patienten dient. Für einen wiederholten Einsatz bei einem zweiten oder weiteren Patienten ist es nicht konzipiert.

english

Fitting instructions

The pictures that go with the fitting instructions can be found on the inside cover (2) at the start of the brochure.

- 1** To put the product on, open all of the Velcro fasteners and the fabric cuff. When putting the product on, please be aware that the cuff gets narrower at the lower end. Place the splint against the back of

the leg so that the ROM joints are positioned in line with the middle of the knee.

2 First close the wide cuff on the lower leg, then the one on the thigh. Then close the two narrow cuffs.

3 Then close the Velcro straps in the same order by inserting them through the eyelet provided and fastening them tightly. If necessary you can then adjust the cuff and the Velcro fasteners until the splint is correctly positioned. Ensure that the product is secure but not too tight so as to prevent pinching.

Fitting of the ROM Knee Splint (only by experts) see figures on page 2

A The ROM Knee Splint is individually tailored to you by trained experts. The length of the lateral splints can be adjusted to any one of five levels at the thigh and lower leg. This is done by pressing and holding the oval, grey button and the splint is shortened or extended as required.

B The transparent cover can be rotated and opened to adjust the ROM joints by pushing the cap outwards and flipping it open. The metal pins are used to adjust the flexion and extension. Both joints should always be set to the same levels. The cover is closed again once the adjustment is complete.

Intended Use

The product is designed to stabilise and completely or partially immobilise the knee joint. Metal stabiliser bars and an adjustable joint hinge limit the degrees of freedom of the knee joint.

Important information






- The initial fitting and adjustment of the product as well as instructions on its proper and safe use should be provided by trained medical/orthopaedic specialists.
- The product should only be used for the indications in the adjacent column.
- Ensure that the product fits correctly and check it before each use for functionality, wear and damage (e.g. breaks, tears or deformations). A damaged product may no longer be worn.

- Wear the product directly on the skin. It should only be worn over intact skin. If it is to be worn in combination with other products, please discuss this with your doctor first.
- Unless otherwise prescribed, the product should be removed during long periods of rest (e.g. when sleeping).
- If you experience an unpleasant sensation, severe pain or other symptoms while wearing the product, remove it and contact your doctor or specialist supplier.
- We use a comprehensive quality assurance system to check our products. If you have any complaints, however, please contact your specialist supplier.

Instructions for care

- The product should be washed before its first use and then on a regular basis.
- Detach the removable padding from the splints for washing. Ensure that you do not pull the Velcro strips off the splints too. The splints can be cleaned with a damp cloth.
- Close all Velcro fasteners and wash the fabric by hand. Use a mild detergent that does not contain fabric softener (e.g. Ofa Clean special detergent) and rinse the product out well.
- Mould the product into the right shape and let it dry in the air.
- To maintain the quality of your product, please do not use any chemical cleaning products, bleaches, petrol or fabric softener on it. Do not apply any fatty or acidic creams, ointments or lotions to the skin in the area where the product is used. These substances may damage the material.
- Store the product in a dry place and protect it from sunlight and heat, preferably in the original packaging.

Care

-  Hand wash
-  Do not bleach
-  Do not tumble dry
-  Do not iron
-  Do not dry clean

Do not use fabric softener!

Reporting obligation

In accordance with legal provisions within the EU, patients and users are obliged to report any serious incident that occurs when using a medical device to both the manufacturer and the competent national authorities (in Germany BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, the Federal Institute for Drugs and Medical Devices) immediately.

Indications

– After injuries or operations to immobilise the knee joint with subsequent mobilisation in defined ranges of motion

Side effects

There are currently no known side effects for any part of the body if the product is used correctly. However, if the product is too tight it can cause local pressure points or constrict blood vessels and nerves.

Contraindications

Consult your doctor before using this product in the following cases:

- Skin diseases or injuries in the area where the product is used, particularly if you experience any signs of inflammation such as redness, an increase in temperature or swelling
 - Feeling of numbness and circulatory problems in the area where the product is used
 - Problems with lymphatic drainage and unexplained swelling
-

Material composition

45 % Nylon
21 % Aluminium
15 % Steel
8 % PU foam
6 % Polyester
3 % Cotton
2 % POM
Silicone

Disposal

Please dispose of the product according to local regulations after the end of use.

Guarantee

If used as intended and maintained properly, the product can be used for six months. The product should be handled carefully in line with these instructions for use. Improper use or improper changes to the product may negatively impact the performance, safety and functionality of the product and lead to the exclusion of claims. The product is designed for the treatment of a single patient. It is not designed to be reused by a second patient or any further patients.

nederlands

Aantrekinstructies

Afbeeldingen bij de aantrekinstructies vindt u aan de binnenzijde (2) aan het begin van deze brochure.

- 1** Open alle klittenbandsluitingen en de textielmanchetten om het product aan te trekken. Houd er bij het aantrekken rekening mee dat de manchetten naar onderen toe smaller worden. Leg de spalk vanaf de achterkant zodanig tegen het been aan dat de ROM-scharnieren ter hoogte van het midden van de knie zitten.
- 2** Sluit eerst de brede manchet bij het onderbeen en vervolgens de manchet bij het bovenbeen. Sluit daarna de beide smalle manchetten.
- 3** Sluit daarna de klittenbanden in dezelfde volgorde. Haal daarvoor ieder exemplaar door de daarvoor bedoelde lus en sluit het klittenband. Tenslotte kunt u, indien nodig, de manchetten en de klittenbandsluitingen aanpassen totdat de spalk optimaal zit. Zorg ervoor dat het product stevig, maar niet te strak zit om bekneling te vermijden.

Aanpassing van de ROM-kniespalk (uitsluitend door vakpersoneel) zie afbeelding pagina 2

- A** De ROM-kniespalk kan door geschoold vakpersoneel op maat worden aangepast. De lengte van de zijdelingse spalken kan bij het boven- en onderbeen in vijf standen worden ingesteld. Hiervoor wordt de ovale, grijze knop ingedrukt gehouden en de spalk naar wens verkort of verlengd.
- B** Om de ROM-scharnieren in te stellen, kan de transparante afdekking worden gedraaid en geo-

pend door de sluiting naar buiten te schuiven en open te klappen. Met de metalen pinnen worden buiging en extensie aangepast. Beide scharnieren moeten altijd identiek worden ingesteld. Na het aanpassen wordt de opening van de afdekking weer gesloten.

Beoogd gebruik

Het product dient ter stabilisatie en volledige of gedeeltelijke immobilisatie van het kniegewricht. Metalen stabilisatiestangen en een instelbaar gewricht beperken de vrijheidsgraden van het kniegewricht.

Belangrijke informatie

- Het product moet de eerste keer worden aangepast en aangetrokken door geschoold, medisch/orthopedisch vakpersoneel, dat ook uitleg over het correcte en veilige gebruik dient te geven.
- Het product mag alleen worden gebruikt voor de indicaties die hiernaast worden beschreven.
- Zorg ervoor dat het product correct zit en controleer voor elk gebruik of het goed functioneert en geen slijtage of beschadigingen vertoont (bijv. breuken, scheuren of vervormingen). Een beschadigd product mag niet meer worden gedragen.
- Draag het product direct op uw huid. Het mag alleen op een onbeschadigde huid worden gedragen. Indien het in combinatie met andere producten wordt gedragen, dient u dit vooraf met uw arts te bespreken.
- Voor zover niet anders voorgeschreven, moet het product tijdens langere rustperiodes worden uitgetrokken (bijvoorbeeld tijdens het slapen).
- Indien er tijdens het dragen van het product een onaangenaam gevoel, hevige pijn of andere klachten optreden, trekt u het product uit en neemt u contact op met uw arts of verkoper.
- We testen onze producten als onderdeel van een uitgebreide kwaliteitsborging. Mocht u toch klachten hebben, neem dan contact op met uw verkoper.






Onderhoudsinstructies

- Het product dient vóór het eerste gebruik en daarna regelmatig te worden gereinigd.
- Maak voor het wassen de afneembare kussentjes

van de spalken los. Zorg ervoor dat u de klittenbanden niet van de spalk aftrekt. De rails kunnen met een vochtig doekje worden gereinigd.

- Sluit alle klittenbandsluitingen en was het textiel met de hand op maximaal 30 °C. Gebruik daarvoor fijnwasmiddel zonder wasverzachter (bijvoorbeeld Ofa Clean speciaal wasmiddel) en spoel het product goed uit.
- Breng het product in de juiste vorm en laat het aan de lucht drogen.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, bleekmiddelen, benzine of wasverzachter om de kwaliteit van uw product te behouden. Breng in het toepassingsgebied geen vet- of zuurhoudende middelen, zalven of lotions op de huid aan. Deze substanties kunnen het materiaal aantasten.
- Bewaar het product op een droge plaats en beschermd tegen zon en hitte, bij voorkeur in de originele verpakking.

Onderhoud

-  Handwas
-  Niet bleken
-  Niet in de droger drogen
-  Niet strijken
-  Niet chemisch reinigen

Geen wasverzachter gebruiken!

Meldplicht

Volgens de wettelijke bepalingen in de EU zijn patiënten en gebruikers verplicht ernstige incidenten die plaatsvinden tijdens het gebruik van een medisch hulpmiddel onmiddellijk te melden bij zowel de fabrikant als de nationale bevoegde autoriteit (in Duitsland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Federaal Instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen).

Indicaties

- Na verwondingen of operaties om het kniegewricht te fixeren en aansluitend te mobiliseren met een vastgelegde bewegingsvrijheid

Bijwerkingen

Bij een correcte toepassing zijn tot nu toe geen bijwerkingen op het gehele lichaam bekend. Indien

het product echter te nauw aansluit, kan het plaatselijke drukverschijnselen veroorzaken of bloedvaten en zenuwen afknellen.

Contra-indicaties

In de volgende gevallen dient u vóór toepassing van het product uw arts te raadplegen:

- Huidaandoeningen of -verwondingen in het toepassingsgebied, in het bijzonder bij ontstekingsverschijnselen zoals een rode, verwarmde of opgezwollen huid
- Gevoels- en doorbloedingsstoornissen in het toepassingsgebied
- Lymfeafvoerstoornissen en niet geheel duidelijke zwellingen

Materiaalsamenstelling

- 45 % Nylon
- 21 % Aluminium
- 15 % Staal
- 8 % PU-schuim
- 6 % Polyester
- 3 % Katoen
- 2 % POM
- Siliconen

Afvoer

Voer het product na de gebruiksduur conform de plaatselijke voorschriften af.

Garantie

Bij een correct gebruik en onderhoud bedraagt de gebruiksduur van het product zes maanden. Het product dient zorgvuldig in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing behandeld te worden. Een oneigenlijk gebruik of ondoelmatige veranderingen aan het product kunnen het prestatievermogen, de veiligheid en de functionaliteit van het product in negatieve zin beïnvloeden en leiden tot de uitsluiting van claims. Het product is zodanig ontworpen, dat het dient als hulpmiddel voor één enkele patiënt. Het is niet ontworpen voor herhaaldelijk gebruik bij een tweede of bij nog meer patiënten.

italiano

Istruzioni per l'applicazione

Le istruzioni per l'applicazione in immagini si trovano all'interno della copertina anteriore (2) della brochure.

- 1** Per applicare il prodotto aprire tutte le chiusure in velcro e la fascetta in tessuto. In fase di applicazione tenere presente che, verso il basso, le fascette diventano più strette. Applicare da dietro la stecca sulla gamba in modo tale che le articolazioni ROM siano posizionate all'altezza del centro del ginocchio.
- 2** Chiudere innanzi tutto la fascetta larga sulla parte inferiore della gamba, poi quella sulla coscia. Quindi stringere bene entrambe le fascette. A seguire chiudere entrambe le fascette in velcro sottili.
- 3** Infine chiudere le fascette in velcro nella stessa sequenza tirandole e fissandole attraverso l'apposito occhiello. Infine, se necessario, è possibile regolare ulteriormente le fascette e le chiusure in velcro fino a quando la stecca non è posizionata in modo ottimale. Assicurarsi che il prodotto aderisca bene ma non troppo stretto per evitare difficoltà di circolazione.

Adattamento della Stecca per Ginocchio ROM (da effettuarsi solo a cura di personale specializzato) si veda figura pagina 2

- A** La Stecca per Ginocchio ROM viene adattata su misura da personale specializzato appositamente addestrato. La lunghezza delle stecche laterali può essere impostata su rispettivamente cinque livelli sulla coscia e sulla parte inferiore della gamba. A tale scopo si deve tenere premuto il pulsante ovale grigio e il binario viene accorciato o allungato come desiderato.
- B** Per regolare le articolazioni ROM, il coperchio trasparente può essere ruotato e aperto (il coperchio di chiusura viene spinto verso l'esterno e quindi aperto). Con l'ausilio dei perni metallici vengono regolate la flessione e l'estensione. Entrambe le articolazioni devono essere sempre impostate uguali. Dopo l'adattamento viene nuovamente chiusa l'apertura del coperchio.

Destinazione d'uso

Il prodotto è stato concepito per la stabilizzazione e l'immobilizzazione completa o parziale dell'articolazione del ginocchio. Le aste stabilizzatrici in metallo e un'articolazione regolabile limitano il grado di libertà dell'articolazione del ginocchio.

Avvertenze importanti

- L'applicazione e il posizionamento iniziali del prodotto, nonché la formazione per un uso corretto e sicuro dello stesso, devono essere eseguiti da specialisti medici/ortopedici qualificati.
- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per le Indicazioni elencate nella colonna adiacente.
- Assicurarsi che il prodotto calzi correttamente e prima di ogni utilizzo verificarne la funzionalità, l'usura e i danni (ad esempio rotture, strappi o deformazioni). Un prodotto danneggiato non deve più essere indossato.
- Indossare il prodotto a contatto diretto con la pelle. Deve essere indossato solo su pelle intatta. Se deve essere indossato insieme ad altri prodotti, parlarne prima con il proprio medico.
- Salvo laddove diversamente prescritto, il prodotto deve essere rimosso durante lunghi periodi di riposo (ad es. durante il sonno).
- Se si avverte una sensazione sgradevole, dolore intenso o altri sintomi mentre si indossa il prodotto, rimuoverlo e contattare il proprio medico o il proprio rivenditore.
- I nostri prodotti vengono controllati nell'ambito di un programma completo di garanzia di qualità. In caso di reclami, contattare il proprio rivenditore.






Istruzioni per la cura

- Il prodotto deve essere lavato prima del primo utilizzo e regolarmente in seguito.
- Prima del lavaggio staccare l'imbottitura estraibile e le chiusure a velcro dalle stecche. Nel far questo accertarsi che le strisce in velcro sulle stecche non vengano anch'esse rimosse. Le stecche possono essere pulite con un panno umido.
- Chiudere il velcro e lavare a mano ad una temperatura non superiore a 30 °C. Per il lavaggio utilizzare un detersivo delicato senza ammorbidenti

(es.: Detergente speciale Ofa Clean) e sciacquare il prodotto accuratamente.

- Dare forma al prodotto e farlo asciugare all'aria.
- Al fine di mantenere intatta la qualità del prodotto, non utilizzare detersivi chimici, candeggina, benzina o ammorbidente. Non usare lozioni, unguenti o prodotti grassi o acidi nell'area di applicazione del prodotto. Tali sostanze possono danneggiare il materiale.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e al riparo dai raggi solari e dal calore, preferibilmente nella confezione originale.

Lavaggio

-  Lavare a mano
-  Non candeggiare
-  Non asciugare a tamburo
-  Non stirare
-  Non pulire chimicamente

Non utilizzare ammorbidente!

Obbligo di notifica

In conformità alle disposizioni di legge dell'UE, i pazienti e gli utenti sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi incidente grave durante l'utilizzo di un dispositivo medico sia al produttore che all'autorità nazionale competente (in Germania il BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, l'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici).

Indicazioni

- In seguito a traumi o operazioni per immobilizzare l'articolazione del ginocchio con successiva mobilitazione in ambiti di movimento definiti.

Effetti collaterali

Se l'utilizzo del prodotto è corretto finora non sono stati riscontrati effetti collaterali sull'intero corpo. Se il prodotto dovesse tuttavia aderire troppo fermamente, potrebbe provocare pressioni locali o restringere i vasi sanguigni e i nervi.

Controindicazioni

Nei seguenti casi è consigliabile consultare il medico prima dell'utilizzo:

- Patologie o ferite cutanee nell'area di applicazione, soprattutto in presenza di segni d'inflammazio-
ne quali arrossamenti, aumento della temperatura
o gonfiore
- Disturbi della sensibilità o della circolazione nell'a-
rea di applicazione
- Disfunzioni del drenaggio linfatico così come gon-
fiori dalle cause non accertate

Composizione del materiale

- 45 % Nylon
- 21 % Alluminio
- 15 % Acciaio
- 8 % Schiuma di Poliuretano
- 6 % Poliestere
- 3 % Cotone
- 2 % POM
- Silicone

Smaltimento

Il prodotto va smaltito conformemente alle disposi-
zioni locali vigenti.

Garanzia


In caso di uso e cura appropriati del prodotto, la
sua durata di utilizzo è di sei mesi. Il prodotto deve
essere utilizzato accuratamente secondo le presenti
istruzioni d'uso. Utilizzo o modifiche inappropriate
possono compromettere l'efficacia, la sicurezza e la
funzionalità del prodotto e comportano l'esclusione
dalla garanzia. Il prodotto è concepito per la cura di
un unico paziente. Non è concepito per un utilizzo
ripetuto da un secondo o ulteriori pazienti.



ofa[®]

Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 20

D-96052 Bamberg 

Tel. +49 951 6047-0

Fax +49 951 6047-185

info@ofa.de

www.ofa.de

Ofa Austria

Wasserfeldstr. 20

A-5020 Salzburg

Tel. +43 662 848707

Fax +43 662 849514

info@ofaaustria.at

www.ofaaustria.at