



**Länge  $lD$ :** kurz 34 – 38 cm | lang 38,1 – 43 cm  
von der Ferse des stehenden Fußes bis zum Messpunkt  $cD$

**Fußgrößen bei geschlossener Spitze**  
**kurz** 22,5 – 25,9 cm (Schuhgröße 36 – 40)  
**lang** 26 – 29,5 cm (Schuhgröße 41 – 45)

## Größentabelle

Umfang (cm)						
$cD$	28 – 35	30 – 38	33 – 41	35 – 44	37 – 47	39 – 51
$cC$	29 – 36	32 – 40	34 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 52
$cB_1$	23 – 29	25 – 32	27 – 34	30 – 37	33 – 40	37 – 44
$cB$	19 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33
$cY$	28 – 32	29 – 34	30 – 35	32 – 36	33 – 38	34 – 39
$cA$	19 – 23	20 – 24	21 – 25	22 – 26	22 – 27	24 – 28
Größen (cm)	1	2	3	4	5	6

- 1 Ermitteln Sie das B-Umfangsmaß  $cB$  Ihrer Patienten.
- 2 Vergleichen Sie alle Beinmaße Ihrer Patienten mit den Angaben in der jeweiligen Spalte.
- 3 Liegen die Patientenmaße im Größenspektrum, können Sie die Seriengröße in der letzten Zeile ablesen. Stimmen die Patientenmaße nicht mit den Werten überein, benötigen Ihre Patienten eine Maßversorgung. Übermitteln Sie hierfür bitte alle gemessenen Werte an Ofa.

# Push<sup>®</sup> ortho Rehabilitationsstrumpf



**ofa<sup>®</sup>**

**Ofa Bamberg GmbH**

Laubanger 20

96052 Bamberg

Tel. +49 951 6047-333

Fax +49 951 6047-180

vertriebsinnendienst@ofa.de

www.ofa.de