

Information zur Anwendung des Ersatzteils

ofa[®]

Application information for the spare part
Informatie over het gebruik van het reserveonderdeel
Informazioni sull'utilizzo del pezzo di ricambio

dynamics[®]

Hygieneüberzug für Air Walker

Hygiene cover for Air Walker
Hygiënehoes voor Air Walker
Fodera igienica per Air Walker

REF 44 6096



DE Dieses Produkt enthält Latex, das zu allergischen Reaktionen führen kann.

EN This product contains Latex, which can cause allergic reactions.

NL Dit product bevat Latex, dat tot allergische reacties kan leiden.

IT Questo prodotto contiene Lattice e può pertanto provocare reazioni allergiche.

2



DE Der Hygieneüberzug ist nur zum Tragen im Haus vorgesehen und dient dem Schutz von Polstermöbeln und Bett.

EN The hygiene cover is intended for indoor use only and protects upholstered furniture and beds.

NL De hygiënehoes is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en dient ter bescherming van gestoffeerde meubels en het bed.

IT La fodera igienica è destinato esclusivamente all'uso domestico e serve a proteggere i mobili imbottiti e il letto.

Information zur Anwendung des Ersatzteils

Application information for the spare part
Informatie over het gebruik van het reserveonderdeel
Informazioni sull'utilizzo del pezzo di ricambio

ofa[®]

3



- DE** Ziehen Sie den Hygieneüberzug über die Fußpartie des Air Walkers, sodass die gesamte Sohle bedeckt ist.
- EN** Pull the hygiene cover over the foot section of the Air Walker so that the entire sole is covered.
- NL** Trek de hygiënehoes over het voetgedeelte van de Air Walker, zodat de hele zool bedekt is.
- IT** Indossare la copertura igienica sulla parte inferiore dell'Air Walker in modo da coprire l'intera suola.

Produktinformation Dynamics Air Walker
Product information Dynamics Air Walker
Productinformatie Dynamics Air Walker
Informazioni sul prodotto Dynamics Air Walker

[Dynamics Air Walker](https://www.ofa.de/dynamics)

[ofa.de/dynamics](https://www.ofa.de/dynamics)



Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 20
D – 96052 Bamberg
Tel. + 49 951 6047-0
Fax + 49 951 6047-185
info@ofa.de
www.ofa.de

Ofa Austria

Wasserfeldstr. 20
A – 5020 Salzburg
Tel. + 43 662 848707
Fax + 43 662 849514
info@ofaaustria.at
www.ofaaustria.at